

Homedics

Foot flow




✓ Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE


PSL-2000H-EB

PRODUCT FEATURES

1. Remote Control
2. Vibrating Foot Plates
3. Digital Display
4. Mains adapter with interchangeable pins
5. Jack socket



- Select the necessary (UK/EU) socket.
- Get the socket in this direction.
- There are three horns at the back of the socket.
- Put the three horns into the three slots on the adaptor.
- Turn clockwise to LOCK.
- PUSH then turn the socket counterclockwise to OPEN.



CONTROL BUTTONS AND DIGITAL DISPLAY

Control Buttons

- Power** – Press to switch the device on and off
- Program** – Press once to select **Manual Mode P1**, and again to select **Program P2** or **P3**
- Pause / Play** – Press to pause or restart the current program
- Minus** – Press to decrease speed (works in Manual Mode only)
- Plus** – Press to increase speed (works in Manual Mode only)
- Heat** – Press twice for **low heat** (level 1), and again for level 2

Understanding the Digital Display

P1 Manual Mode P1

06 Vibration Speed 6

NOTE: In Manual Mode you can adjust the vibration speed with the + and - buttons

14 14 mins remaining

09 Vibration Speed 9

NOTE: The entire display will flash when the device is paused

HE Heat
00 OFF

HE Heat
01 level 1

P2 Program P2

18 Vibration Speed 18

NOTE: When program P2 or P3 is selected, the vibration speed will vary automatically throughout the program

HE Heat
02 level 2

BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging
2. Remove the plastic protective strip from the remote control to activate the battery
3. Slide the appropriate pins fully into the mains adapter plug, either 3-pin GB, or 2-pin EU.
4. Push the jack plug end of the cable into the jack socket at the rear of the device.
5. Place Foot Flow on the floor in front of your chair, ensuring the surface is flat and level
6. Plug the mains adapter into a nearby mains socket.

INSTRUCTIONS FOR USE



1. Sit in a chair and place your feet on the foot plates. Never stand on the footplates, or use the device on one side only.
2. Press the power button to switch Foot Flow on.
NOTE: The device will start up in manual mode (P1) and on vibration speed 6
3. Adjust the vibration speed as required with the + and - buttons
4. Add heat, if desired, by pressing the heat button twice for low heat, level 1, press again for level 2. Allow a minute or two for the foot plates to warm up fully.
5. Sit back and relax. The device will automatically switch off after 15 mins. In off mode, this product will consume power at a rate of 0.2W.

6. The device can be paused (with the pause/play button) or switched off (with the power button) at any time.

NOTE: All functions can be controlled either with the remote control or the buttons on the device. Recommended use time is 15 mins.

Using the programs

To select a program, first switch the device on, then press the Program button until either P2 or P3 appears on the display. Both programs are 15 minutes long and will automatically vary the intensity settings throughout the program for an invigorating treatment.

Changing the remote control battery

1. Remove the screw on the back of the remote control
2. Open the cover and remove the battery
3. Insert a new CR2032 battery with the + marking facing upwards
4. Close the cover and replace the screw.

Cleaning your device

- Make sure the device is unplugged from any power supply and allow to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- Never allow water or any other liquid to come into contact with the appliance.
- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, glass/furniture polish, paint thinner, etc to clean.

Storage

Place the appliance in its box or in a safe, dry, cool place. To avoid breakage, DO NOT wrap the power cord around the appliance. DO NOT hang the unit by the cord.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning. To disconnect, turn all controls to the 'OFF' position, then remove plug from outlet.
- NEVER leave an appliance unattended when plugged in. Unplug from the mains outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- This appliance is suitable for ages 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics Service Centre for examination and repair.
- Excessive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- If the product feels excessively hot, switch off at mains and contact the HoMedics Service Centre.
- Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas where it can be tripped over.
- DO NOT use outdoors.
- This product requires a 220-240 V AC power supply.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised HoMedics Service Centre.
- DO NOT sit or stand on the footplates. The unit

should only be used when placed on the floor and user is seated.

- The total weight limit for this product is 20kg.
- Never block the air openings of the appliance. Keep air openings free of lint, hair etc.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.
- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls or who has sensory deficiencies in the lower half of their body.
- NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- DO NOT use as a substitute for medical attention.
- Do not use for longer than the recommended time.
- DO NOT use before going to bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- Only gentle force should be exerted against the footplates in order to eliminate risk of injury.
- Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the footplates at all times.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Keep children and pets away from the appliance.
- The device is designed for use with feet, never use it on your back, hips, neck or other parts of the body.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local HoMedics Service Centre, go to

www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation


 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery directive

 This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

FONCTIONS DU PRODUIT

1. Télécommande
2. Plaques vibrantes
3. Affichage numérique
4. Adaptateur pour prise secteur avec broches interchangeables
5. Prise (connecteur femelle)



BOUTONS DE COMMANDE ET AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Boutons de commande

- Power** – Appuyez pour allumer et éteindre l'appareil
- Programme** – Appuyez une fois pour sélectionner le mode manuel P1 et appuyez de nouveau pour sélectionner le programme P2 ou P3
- Pause / Play** – Appuyez pour mettre sur pause ou redémarrer le programme en cours
- Moins** – Appuyez pour réduire la vitesse (fonctionne en mode manuel uniquement)
- Plus** – Appuyez pour augmenter la vitesse (fonctionne en mode manuel uniquement)
- Chaleur** – Appuyez deux fois pour une faible chaleur (niveau 1) et de nouveau pour le niveau 2

Bien comprendre l'affichage numérique

- P1** Mode manuel P1
- 06** Vitesse de vibration 6

REMARQUE : en mode manuel, vous pouvez ajuster la vitesse de vibration avec les touches + et -

- 14** 14 min restantes
- 09** Vitesse de vibration 9

REMARQUE : l'écran complet clignotera lorsque l'appareil est mis sur pause

- HE** Chaleur
- 01** Chaleur niveau 1
- 02** Chaleur niveau 2

- P2** Programme P2
- 18** Vitesse de vibration 18

REMARQUE : lorsque le programme P2 ou P3 est sélectionné, la vitesse de vibration variera automatiquement tout au long du programme

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tout l'emballage
2. Retirez la languette plastique de la télécommande pour activer la batterie
3. Insérez à fond les bonnes broches dans la fiche d'adaptation secteur, soit une fiche à 3 broches (R.-U.) ou une fiche à 2 broches (UE).
4. Branchez le connecteur mâle du câble dans le connecteur femelle situé à l'arrière de l'appareil.
5. Placez l'appareil Foot Flow par terre devant votre chaise en vous assurant que la surface est plane et horizontale
6. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur à proximité.

MODE D'EMPLOI



1. Asseyez-vous sur une chaise et placez vos pieds sur les plaques. Ne vous tenez jamais debout sur les plaques et n'utilisez jamais l'appareil uniquement sur un côté.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer votre Foot Flow.
REMARQUE : l'appareil démarrera en mode manuel (P1) et en vitesse de vibration 6
3. Ajustez la vitesse de vibration avec les touches + et -
4. Ajoutez la chaleur désirée en appuyant deux fois sur la touche de chaleur pour une faible chaleur de niveau 1. Appuyez de nouveau pour le niveau 2. Patientez une ou deux minutes pour que les plaques atteignent leur température maximale.

5. Mettez-vous à l'aise et détendez-vous. L'appareil s'éteindra automatiquement après 15 minutes. Lorsqu'il est éteint, cet appareil consomme 0,2 W.
6. L'appareil peut être mis en pause (avec la touche pause/play) ou éteint (avec la touche Power) quand vous le souhaitez.

REMARQUE : toutes les fonctions peuvent être contrôlées avec la télécommande ou les touches de l'appareil. Le temps d'utilisation recommandé est de 15 minutes.

Utilisation des programmes

Pour sélectionner un programme, allumez tout d'abord l'appareil, puis appuyez sur la touche Programme jusqu'à ce que P2 ou P3 apparaisse sur l'affichage. Les deux programmes durent 15 minutes et varieront automatiquement en intensité durant le programme pour un traitement revigorant.

Remplacement de la batterie de la télécommande

1. Retirez la vis à l'arrière de la télécommande
2. Ouvrez le couvercle et retirez la batterie
3. Insérez une nouvelle batterie CR2032 avec le + tourné vers le haut
4. Fermez le couvercle et remplacez la vis.

Nettoyage de votre appareil

- Assurez-vous que l'appareil est débranché de toute source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Nettoyer uniquement avec une éponge douce et légèrement humide.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne l'immergez pas dans un liquide pour le nettoyer.
- Pour le nettoyer, n'utilisez pas de nettoyant abrasif, de brosse ou de cire pour meuble/nettoyant à vitres, de diluant à peinture, etc.

Rangement

Placez l'appareil dans sa boîte ou dans un endroit sûr, sec et frais. Pour éviter toute casse, NE PAS envelopper le cordon d'alimentation autour de l'appareil. NE suspendez PAS l'appareil par son cordon.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- TOUJOURS débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant tout nettoyage. Pour l'éteindre, positionner tous les boutons de réglage sur « OFF », puis débrancher le câble d'alimentation.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjoindre ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Cet appareil convient aux personnes à partir de 8 ans – ainsi qu'aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances – s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des consignes concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne

pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.

- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper le secteur et débrancher immédiatement. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil si son cordon d'alimentation ou une prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé, s'il est tombé dans l'eau ou s'il fuit. Renvoyez-le au Service après-vente de HoMedics pour qu'il soit examiné et réparé.
- Une utilisation excessive pourrait entraîner une surchauffe et écourter la durée de vie du produit. Si cela se produit, espacer les cycles d'utilisation pour que l'appareil refroidisse entre chaque opération.
- Si le produit chauffe de manière excessive, débranchez la prise secteur et contactez le Centre de service HoMedics.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS tenir l'appareil par le câble, ni utiliser le câble comme manche.

- Ne faites pas passer le câble sous les moquettes. Ne recouvrez pas le câble de tapis, de goulottes ou autres habillages similaires. Ne faites pas passer le câble sous le mobilier ou des appareils. Disposez le câble à l'écart des zones de passage qui représentent un risque de trébucher.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Ce produit nécessite une source d'alimentation 220-240 VAC.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'unité d'alimentation électrique fournie.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé HoMedics.
- NE vous asseyez PAS ou NE vous mettez PAS debout sur les plaques. L'appareil doit être uniquement utilisé quand il est placé par terre et lorsque l'utilisateur est assis.
- Le poids total maximum pour ce produit est de 20 kg.
- Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques et aux personnes portant un pacemaker de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par toute personne souffrant de tout trouble physique susceptible de limiter l'aptitude de l'utilisateur à manier les boutons de réglage ou souffrant de déficiences sensorielles au niveau de la partie inférieure du corps.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- NE PAS utiliser le matériel en remplacement de soins médicaux.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- NE PAS utiliser avant d'aller se coucher. Le massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
- Exercez uniquement une légère pression sur les plaques afin d'éviter tout risque de blessure.
- Assurez-vous que vos cheveux, vêtements et bijoux n'entrent pas en contact avec les plaques.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.
- Tenez les enfants et les animaux de compagnie éloignés de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage avec les pieds. Ne l'utilisez jamais sur votre dos, vos hanches, votre cou ou toute autre partie du corps.
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers.

Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de HoMedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de HoMedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour contacter le Service après-vente HoMedics de votre région, veuillez consulter le site www.homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.



Directive relative aux piles et aux accumulateurs

 Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés.

Avertissement : Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Ne pas charger les piles. Ne pas court-circuiter les piles. Il convient d'enlever immédiatement les piles mortes de l'équipement et de les mettre convenablement au rebut. Ne pas déformer les piles. Information à conserver avec la notice. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves ou des piles de différents types ou marques. Enlever les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, sauf si l'on prévoit des cas d'urgence. Ne pas chauffer les piles. Ne pas forcer la décharge des piles.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Fernbedienung
2. Vibrierende Fußplatten
3. Digitalanzeige
4. Netzadapter mit austauschbaren Steckpins
5. Klinkenbuchse



BEDIENTASTEN UND DIGITALANZEIGE

Bedientasten

- Power** – Schaltet das Gerät an und aus
- Programm** – Einmal drücken zur Auswahl des Manuellen Modus P1, erneut drücken für Programm P2 oder P3
- Pause / Play** – Aktuelles Programm pausieren und wieder starten
- Minus** – Verringert die Geschwindigkeit (nur im Manuellen Modus)
- Plus** – Erhöht die Geschwindigkeit (nur im Manuellen Modus)
- Hitze** – Zweimal drücken für leichte Wärme (Level 1), erneut drücken für Level 2

Erklärung zur Digitalanzeige

P1 Manueller Modus P1

06 Vibrationsgeschwindigkeit 6

HINWEIS: Im Manuellen Modus kann die Vibrationsgeschwindigkeit mit den Tasten + und - angepasst werden

14 Restzeit: 14 Min

09 Vibrationsgeschwindigkeit 9

HINWEIS: Das Display blinkt, wenn das Programm pausiert ist

HE Hitze
00 OFF

HE Hitze
01 level 1

P2 Programm P2

18 Vibrationsgeschwindigkeit 18


HINWEIS: In den Programmen P2 oder P3 variiert die Vibrationsgeschwindigkeit automatisch während des Ablaufs

HE Hitze
02 level 2

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Verpackungsmaterial vollständig entfernen
2. Kunststoffschutzstreifen aus der Fernbedienung ziehen, um die Batterie zu aktivieren
3. Steckpins entsprechend auswählen und vollständig in den Netzadapter stecken (EU: 2 Pins, GB: 3 Pins)
4. Klinkenstecker hinten am Gerät einstecken.
5. Gerät auf ebenen Boden vor einen Stuhl stellen
6. Netzadapter in eine Steckdose in der Nähe stecken.

GEBRAUCHSANLEITUNG



1. Auf einem Stuhl Platz nehmen und die Füße auf die Fussplatten stellen. Nicht darauf stehen oder nur eine Fußplatte verwenden.
2. Mit der Power-Taste einschalten.
HINWEIS: Startet im Manuellen Modus (P1) mit Vibrationsgeschwindigkeit 6.
3. Vibrationsgeschwindigkeit bei Bedarf mit + und - anpassen
4. Wärmefunktion durch zweimaliges Drücken der Hitze-Taste aktivieren (Level 1), erneut drücken für Level 2. 1–2 Minuten warten, bis die Fußplatten warm sind.
5. Zurücklehnen und entspannen. Das Gerät schaltet nach 15 Minuten automatisch ab. Das Gerät verbraucht im ausgeschalteten Zustand 0,2 Watt.

6. Das Gerät kann jederzeit pausiert (Taste Pause/Play) oder ausgeschaltet (Taste Power) werden.

HINWEIS: Alle Funktionen können entweder mit der Fernbedienung oder mit den Tasten am Gerät eingestellt werden. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 15 Minuten.

Nutzung der Programme

Programm auswählen: Gerät einschalten, dann Programmtaste mehrmals drücken, bis P2 oder P3 angezeigt wird. Beide Programme dauern 15 Minuten und variieren die Intensität automatisch für eine belebende Anwendung.

Austausch der Batterie in der Fernbedienung

1. Schraube auf der Rückseite der Fernbedienung entfernen.
2. Batteriefach öffnen und Batterie entnehmen.
3. Neue CR2032-Batterie einsetzen (+ zeigt nach oben).
4. Batteriefach schließen und Schraube wieder eindrehen.

Reinigung

- Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen. Nur mit weichem, leicht feuchtem Schwamm reinigen.
- Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten vermeiden.
- Nicht eintauchen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel, Bürsten, Polituren oder Lösungsmittel verwenden.

Aufbewahrung

Gerät in der Verpackung oder an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Zur Vermeidung von Kabelbruch das Netzkabel NICHT um das Gerät wickeln. Gerät NICHT am Kabel aufhängen.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- Ziehen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung IMMER aus der Steckdose. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie alle Bedienelemente auf „OFF“ (Aus) und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie ein eingestecktes Gerät AUF KEINEN FALL unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird oder bevor Sie das Zubehör anbringen oder entfernen.
- Das Gerät kann von Personen ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das in Wasser oder andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Gerät sofort an der Hauptleitung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Trocken halten – NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von HoMedics empfohlen wurden.
- Benutzen Sie diesesn Gerät AUF KEINEN FALL, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert, es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, in Wasser gefallen ist oder ein Leck hat. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur in ein Service-Center von HoMedics in Ihrer Nähe.
- Ine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Wenn sich das Gerät übermäßig heiß anfühlt, schalten Sie den Netzschalter aus und setzen Sie sich mit dem HoMedics Service-Center in Verbindung.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Wärme kann entstehen und zu einem Brand, Stromschlag oder einer Personenverletzung führen.

- Tragen Sie das Gerät NICHT am Stromkabel und verwenden Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter dem Teppichboden. Die Kabel nicht mit Überwurfdecken, Läufern oder ähnlichen Belägen abdecken. Verlegen Sie keine Kabel unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel außerhalb von Verkehrsflächen, wo man darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT im Außenbereich.
- Dieses Produkt benötigt 220-240 V Wechselstrom.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von HoMedics durchgeführt werden.
- NICHT auf den Fußplatten sitzen oder stehen. Gerät zum Gebrauch auf den Boden legen. Anwender muss sich hinsetzen.
- Maximale Belastung: 20 kg
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren usw.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden.
- Dieses Gerät sollte NIEMALS von Personen mit körperlichen Beschwerden, die die Fähigkeit zur Bedienung der Regler einschränken, oder die an Sinnesstörungen in der unteren Körperhälfte leiden, benutzt werden.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Bitte NICHT vor dem Schlafengehen verwenden. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung und kann das Einschlafen verzögern.
- Nur leichter Druck auf die Fußplatten ausüben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Haare, Kleidung und Schmuck von Fußplatten fernhalten.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.
- Nicht für Rücken, Hüften, Nacken oder andere Körperstellen verwenden.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden. Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:
E-Mail: support@homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.
Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung



Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen.

■ Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.

Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.

<https://tinyurl.com/GermanyWEEE>

Batterie-Richtlinie



Dieses symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmu-ll entsorgt werden dürfen, da sie stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen sammelstellen.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Telecomando
2. Pedane vibranti
3. Display digitale
4. Alimentatore con pin intercambiabili
5. Presa jack



- Seleziona la presa necessaria (UK/UE).
- Orienta la presa in questa direzione.
- Ci sono tre sporgenze sul retro della presa.
- Inserisci le tre sporgenze nelle tre fessure dell'adattatore.
- Ruota in senso orario per BLOCCARE.
- SPINGI e poi ruota la presa in senso antiorario per APRIRE.



PULSANTI DI COMANDO E DISPLAY DIGITALE

Pulsanti di comando

- Power** Alimentazione – premere per accendere e spegnere il dispositivo
- P** Programmazione – premere una volta per selezionare la modalità manuale P1 e premere di nuovo per selezionare il programma P2 o P3
- II** Pausa/Avvio – premere per mettere in pausa o riavviare il programma corrente
- Meno – premere per ridurre la velocità (funziona solo in modalità manuale)
- +** Più – premere per aumentare la velocità (funziona solo in modalità manuale)
- HE** Calore – premere due volte per un calore a bassa intensità (livello 1) e premere di nuovo per un calore a più alta intensità (livello 2)

Funzionamento del display digitale

- P1** Modalità manuale P1
- 06** Velocità di vibrazione 6

NOTA: in modalità manuale è possibile regolare la velocità di vibrazione con i pulsanti + e -.

- 14** 14 minuti rimanenti
- 09** Velocità di vibrazione 9

NOTA: il display lampeggia quando il dispositivo è in pausa

- HE** Calore
- 01** Livello 1

- P2** Programma P2
- 18** Velocità di vibrazione 18

NOTA: se è selezionato il programma P2 o P3, la velocità di vibrazione varia automaticamente durante il programma.

- HE** Calore
- 02** Livello 2

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
2. Rimuovere la striscia di protezione di plastica dal telecomando per attivare la batteria.
3. Far scivolare i pin adatti nella spina dell'alimentatore (3 pin per GB e 2 pin per UE).
4. Spingere l'estremità jack del cavo nella presa jack sulla parte posteriore del dispositivo.
5. Posizionare Foot Flow sul pavimento davanti alla sedia assicurandosi che la superficie sia orizzontale.
6. Inserire l'alimentatore in una presa elettrica vicina.

ISTRUZIONI PER L'USO



1. Sedersi su una sedia e mettere i piedi sulle pedane. Non mettersi mai in piedi sulle pedane né utilizzare il dispositivo su un solo lato.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere Foot Flow.
NOTA: il dispositivo si avvia in modalità manuale (P1) e alla velocità di vibrazione 6.
3. Regolare la velocità di vibrazione come richiesto con i pulsanti + e -.
4. Se desiderato, attivare il calore premendo il pulsante del calore due volte per un'intensità bassa (livello 1) e premere di nuovo per aumentarla (livello 2). Le pedane si riscaldano completamente entro uno o due minuti.
5. Sedersi e rilassarsi. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 15 minuti. Quando è spento, questo prodotto consuma 0,2 W.

6. Il dispositivo può essere messo in pausa (con il pulsante di pausa/avvio) o spento (con il pulsante di accensione) in qualunque momento.

NOTA: tutte le funzioni sono controllabili con il telecomando o con i pulsanti presenti sul dispositivo. Il tempo di utilizzo consigliato è di 15 minuti.

Utilizzo dei programmi

Per selezionare un programma, accendere il dispositivo, quindi premere il pulsante di programmazione fino a visualizzare P2 o P3 sul display. Entrambi i programmi hanno una durata di 15 minuti e le impostazioni dell'intensità cambiano automaticamente per un trattamento rinvigorente.

Sostituzione della batteria del telecomando

1. Rimuovere la vite presente sulla parte posteriore del telecomando.
2. Aprire il coperchio ed estrarre la batteria.
3. Inserire una nuova batteria CR2032 con il segno + rivolto verso l'alto.
4. Chiudere il coperchio e riposizionare la vite.

Pulizia del dispositivo

- Prima della pulizia, verificare che il dispositivo sia scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione elettrica e sia freddo. Pulire solo con una spugna morbida e leggermente umida.
- Evitare che acqua o altri liquidi entrino in contatto con l'apparecchio.
- Non pulire mediante immersione in sostanze liquide.
- Non pulire con detergenti abrasivi, spazzole, prodotti lucidanti per vetro/mobili, solventi e così via.

Conservazione

Riporre il dispositivo nella sua confezione o in un luogo sicuro, fresco e asciutto. NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dispositivo per non romperlo. NON appendere il dispositivo dal cavo di alimentazione.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Scollegare SEMPRE l'apparecchio dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima di procedere alla pulizia. Per scollegare il prodotto, portare tutti i comandi nella posizione 'OFF' e scollegare la spina dalla presa elettrica.
- NON lasciare MAI incustodito un apparecchio collegato. Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti o accessori.
- Questo prodotto può essere usato a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendono i rischi legati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa. Proteggere il prodotto dall'umidità – NON azionare in ambienti umidi o bagnati.
- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fassura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da HoMedics.
- NON azionare MAI il dispositivo se il cavo o lo spinotto sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è danneggiato o caduto a terra/in acqua oppure se perde. Restituirlo al Centro Assistenza HoMedics per un controllo e la riparazione.
- Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Se il prodotto si surriscalda eccessivamente, scollegare dalla rete elettrica e contattare il Centro Servizi HoMedics.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.
- Non far passare il cavo sotto i tappeti. Non coprire il cavo con tappeti, centrini o coperture simili. Non far passare il cavo sotto mobili o apparecchiature. Sistemare il cavo lontano da aree trafficate dove può essere d'ostacolo.

- NON utilizzare in ambienti esterni.
- Questo prodotto richiede una alimentazione 220-240 V CA.
- Il dispositivo deve essere esclusivamente utilizzato con l'unità di alimentazione fornita.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi HoMedics autorizzato.
- NON sedersi o stare in piedi sulle pedane. Utilizzare il dispositivo solo se è appoggiato sul pavimento e da seduti.
- Il peso massimo totale che il dispositivo può sostenere è 20 kg.
- Non bloccare le bocchette dell'aria dell'apparecchio. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone affette da diabete e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. Uso non raccomandato da persone con carenze sensoriali, inclusa la neuropatia diabetica.
- NON usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza.
- Questo apparecchio non deve MAI essere utilizzato da soggetti affetti da problemi fisici che pregiudicano la capacità di azionare i comandi o da quanti soffrono di carenze sensoriali nella parte inferiore del corpo.
- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.
- NON utilizzare in sostituzione di cure mediche.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- NON usare prima di dormire. Il massaggio ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.

- Esercitare solo una forza delicata sulle pedane per eliminare il rischio di lesioni.
- Assicurarsi che capelli, indumenti e gioielli siano sempre lontani dalle piastre.
- La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Bambini e animali domestici non devono avvicinarsi al dispositivo.
- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato con i piedi; non utilizzarlo mai su schiena, anche, collo o altre parti del corpo.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.

Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.

Per scoprire il Centro Servizi HoMedics più vicino, visitare la pagina www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

Direttiva relativa alle batterie



Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Mando a distancia
2. Placas vibratorias para los pies
3. Pantalla digital
4. Adaptador de corriente con clavijas intercambiables
5. Toma de corriente



- Seleccione el enchufe necesario (UK/EU).
- Coloque el enchufe en esta dirección.
- Hay tres salientes en la parte trasera del enchufe.
- Introduzca los tres salientes en las tres ranuras del adaptador.
- Gire en el sentido de las agujas del reloj para BLOQUEAR.
- EMPUJE y luego gire el enchufe en sentido antihorario para ABRI.



BOTONES DE CONTROL Y PANTALLA DIGITAL

Botones de control

- Encendido/apagado** – pulse el botón para encender y apagar el aparato
- Programa** – pulse una vez para seleccionar Modo manual P1 y, de nuevo, para seleccionar Programa P2 o P3
- Pausa/inicio** – púlselo para pausar o volver a iniciar el programa actual
- Menos** – púlselo para reducir la velocidad (solo en Modo manual).
- Más** – púlselo para aumentar la velocidad (solo en Modo manual).
- Calor** – púlselo dos veces para obtener un calor suave (nivel 1) y, púlselo de nuevo, para subir al nivel 2.

Funcionamiento de la pantalla digital

- P1** Modo manual P1
- 06** Velocidad de vibración 6

NOTA: En el Modo manual, se puede ajustar la velocidad de vibración con los botones + y -.

- 14** Quedan 14 minutos
- 09** Velocidad de vibración 9

NOTA: La pantalla parpadeará cuando el aparato esté en pausa

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| HE Calor | HE Calor | HE Calor |
| 00 Apagado | 01 Nivel 1 | 02 Nivel 2 |

- P2** Programa P2
- 18** Velocidad de vibración 18

NOTA: Cuando se selecciona el programa P2 o P3, la velocidad de vibración variará de forma automática durante el programa.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el embalaje.
2. Retire la tira protectora de plástico del mando a distancia para activar la pila.
3. Introduzca las clavijas correspondientes en el adaptador de corriente, ya sea británico de 3 o europeo de 2.
4. Conecte el extremo del cable con enchufe a la entrada de la parte posterior del aparato.
5. Coloque el Foot Flow en el suelo, delante de una silla, y asegúrese de que la superficie sea lisa y esté nivelada.
6. Conecte el adaptador a un enchufe cercano.

INSTRUCCIONES DE USO



1. Siéntese en la silla y coloque los pies sobre las placas. No se ponga nunca de pie sobre las placas ni use solo un lado del aparato.
2. Pulse el botón de encendido para encender el Foot Flow.
NOTA: El aparato se iniciará en Modo manual (P1) y en velocidad de vibración 6.
3. Ajuste la velocidad de vibración con los botones + y - según sea necesario.
4. Si lo desea, aumente la temperatura pulsando el botón de calor dos veces para obtener un calor suave (nivel 1) y, de nuevo, para subir al nivel 2. Espere un minuto o dos para que las placas se calienten.

5. Relájese y disfrute. El aparato se apagará de forma automática pasados 15 minutos. Estando apagado, este producto consume 0,2 W de potencia.
6. El aparato se puede poner en pausa (con el botón de pausa/inicio) o apagarse (con el botón de encendido) en cualquier momento.

NOTA: Todas las funciones se pueden controlar con el mando a distancia o con los botones del aparato. El tiempo de uso recomendado es de 15 minutos.

Uso de los programas

Para seleccionar un programa, encienda el aparato y pulse el botón de Programa hasta que aparezca P2 o P3 en la pantalla. Ambos programas duran 15 minutos y variarán de intensidad de forma automática mientras estén en marcha para ofrecer un tratamiento revitalizante.

Cambio de la pila del mando a distancia

1. Retire el tornillo de la parte posterior del mando a distancia.
2. Abra la tapa y retire la pila.
3. Introduzca una pila CR2032 nueva con el + hacia arriba.
4. Coloque la tapa y ponga de nuevo el tornillo.

Limpieza del aparato

- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo con una esponja suave y ligeramente húmeda.
- Nunca deje que el aparato entre en contacto con el agua ni con otros líquidos.
- No sumerja el aparato en ningún líquido para limpiarlo.
- Nunca use productos de limpieza abrasivos, cepillos, limpiamuebles, limpiacristales, disolventes, etc. para limpiar el aparato.

Almacenamiento

Coloque el aparato en su caja o en un lugar seguro, fresco y seco. Para evitar que se rompa, no enrosque el cable de corriente alrededor del aparato. No cuelgue el aparato por el cable.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, coloque todos los controles en la posición "OFF" (Apagado) antes de sacar el enchufe de la toma de corriente.
- No deje NUNCA un aparato sin vigilancia cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de poner o sacar piezas o accesorios.
- Este aparato lo pueden usar personas a partir de 8 años y con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia ni conocimientos si cuentan con supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que implica. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO intente coger un aparato que se haya caído al agua o en otros líquidos. Corte la corriente y desenchúfelo de inmediato. Manténgalo seco: NO lo haga funcionar cuando esté húmedo o mojado.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamientos no recomendados por HoMedics.
- NUNCA opere el aparato si tiene un cable o un enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, si se cayó al agua o si gotea. Envíelo al Centro de Servicios HoMedics para que lo examinen y lo arreglen, si es preciso.
- El uso excesivo podría ocasionar un calentamiento excesivo del aparato y reducir su duración. Si esto sucede, deje de usar el aparato, para que se enfríe antes de usar de nuevo.
- Si el producto se recalienta excesivamente, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el Servicio Técnico de HoMedics.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO lo ponga en funcionamiento cuando esté usando aerosoles (espray) o cuando esté administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o una almohada. Puede producirse calor excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones personales.
- NO tire del aparato por el cable ni lo use como mango.
- No pase el cable por debajo de la moqueta. No tape el cable con tapetes, pasacables u organizadores de cables similares. No pase el cable por debajo de muebles ni aparatos eléctricos. Disponga el paso del cable por zonas alejadas del tránsito de personas, para evitar que se tropiecen con él.

- NO lo use al aire libre.
- Este producto requiere un suministro de energía de 220-240 V CA.
- El dispositivo solo está indicado para su uso con la unidad de alimentación suministrada.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de HoMedics.
- No se siente ni se ponga de pie en las placas. El aparato solo se usará sobre el suelo y con el usuario sentado en una silla.
- El límite de peso del producto es de 20 kg.
- No cubra nunca las rendijas de ventilación del aparato. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- Se recomienda a mujeres embarazadas y personas con diabetes o marcapasos que consulten a su médico antes de utilizar este dispositivo. Uso no recomendado para personas con trastornos sensoriales, como la neuropatía diabética.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- Este aparato no lo debe usar NUNCA una persona que sufra cualquier impedimento físico que pueda restringir la posibilidad de operar los controles o que tenga dificultades sensoriales en la parte inferior del cuerpo.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- El uso de estos artículos debe proporcionar una sensación de comodidad y bienestar. Si siente malestar o incomodidad, deje de usarlos y consulte con su médico.
- NO lo use como sustituto de una atención médica.
- No lo use más tiempo del recomendado.
- NO lo use antes de acostarse. El masaje provoca un efecto estimulante y puede hacer que tarde más en dormirse.

- Para reducir el riesgo de lesión, solo se debe ejercer una fuerza suave sobre las placas.
- Asegúrese de que el pelo, la ropa y las joyas permanezcan siempre alejados de las placas.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.
- Mantenga a niños y mascotas lejos del aparato en todo momento.
- El aparato está diseñado para colocar en él los pies y nunca la espalda, las caderas, el cuello ni otras partes del cuerpo.
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.

3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios HoMedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se le enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de HoMedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales. Busque su Centro de Servicios HoMedics más próximo en:

www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

 Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

Directiva relativa a las pilas

 Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

PRODUCTKENMERKEN

1. Afstandsbediening
2. Trillende voetplaten
3. Digitale display
4. Netadapter met verwisselbare pennen
5. Stekkerbus



- Selecteer de benodigde (VK/EU) stekker.
- Plaats de stekker in deze richting.
- Er zijn drie uitsteeksels aan de achterkant van de stekker.
- Plaats de drie uitsteeksels in de drie gleuven van de adapter.
- Draai met de klok mee om te VERGRENDELEN.
- DRUK en draai vervolgens de stekker tegen de klok in om te OPENEN.

BEDIENINGSKNOPPEN EN DIGITALE DISPLAY

Bedieningsknoppen

- Aan/uit** – Druk hierop om het apparaat in en uit te schakelen
- Programma** – Druk eenmaal om Handmatige modus P1 te selecteren en druk nogmaals om Programma P2 of P3 te selecteren
- Pauseren/Herstarten** – Druk hierop om het huidige programma te pauseren of te herstarten
- Minus** – Druk hierop om de snelheid te verlagen (werkt alleen in de Handmatige modus)
- Plus** – Druk hierop om de snelheid te verhogen (werkt alleen in de Handmatige modus)
- Warmte** – Druk tweemaal voor weinig warmte (niveau 1) en nogmaals voor niveau 2

De digitale display begrijpen

- P1** Handmatige modus P1
- 06** Trilsnelheid 6

OPMERKING: In de Handmatige modus kunt u de trilsnelheid aanpassen met de knoppen + en -

- P2** Programma P2
- 18** Trilsnelheid 18

OPMERKING: Wanneer programma P2 of P3 wordt geselecteerd, zal de trilsnelheid automatisch variëren in het hele programma

- 14** 14 minuten resterend
- 09** Trilsnelheid 9


OPMERKING: De hele display knippert wanneer het apparaat is gepauzeerd

- HE** Warmte
- 01** Niveau 1
- HE** Warmte
- 02** Niveau 2
- HE** Warmte
- 02** Niveau 2

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen
2. Verwijder de plastic beschermstrip van de afstandsbediening om de batterij te activeren
3. Schuif de juiste pennen volledig in de stekker van de netadapter, 3-pins GB of 2-pins EU.
4. Steek het uiteinde met de stekker van de kabel in de stekkerbus aan de achterkant van het apparaat.
5. Plaats de Foot Flow op de vloer voor uw stoel, zorg ervoor dat het oppervlak vlak en waterpas is
6. Steek de netadapter in een stopcontact dichtbij.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Ga in een stoel zitten en plaats uw voeten op de voetplaten. Ga nooit op de voetplaten staan of gebruik het apparaat nooit aan slechts één kant.
2. Schakel de Foot Flow in met de aan/uit-knop.
OPMERKING: Het apparaat start op in de handmatige modus (P1) en op trilsnelheid 6
3. Pas de trilsnelheid naar wens aan met de knoppen + en -
4. Voeg, indien gewenst, warmte toe door tweemaal op de warmteknop te drukken voor weinig warmte, niveau 1, druk nogmaals voor niveau 2. Wacht een minuut of twee om de voetplaten volledig op te warmen.

5. Ga achterover zitten en ontspan u. Het apparaat schakelt automatisch uit na 15 minuten. Dit apparaat heeft uitgeschakeld een verbruik van 0,2W.
6. Het apparaat kan op elk moment worden gepauzeerd (met de pauzeren/herstarten-knop) of uitgeschakeld (met de aan/uit-knop).

OPMERKING: Alle functies kunnen worden bediend met de afstandsbediening of de knoppen op het apparaat. De aanbevolen gebruikstijd is 15 min.

Gebruik van de programma's

Als u een programma wilt selecteren, schakelt u eerst het apparaat in en drukt u vervolgens op de knop Programma totdat P2 of P3 op de display wordt weergegeven. Beide programma's zijn 15 minuten lang en variëren automatisch de intensiteitsinstellingen door het hele programma voor een verkwikkende behandeling.

De batterij van de afstandsbediening vervangen

1. Verwijder de schroef aan de achterkant van de afstandsbediening
2. Open het klepje en verwijder de batterij
3. Plaats een nieuwe CR2032-batterij met de + markering naar boven
4. Sluit het deksel en plaats de schroef terug.

Het apparaat reinigen

- Koppel voor het reinigen het apparaat los van de stroomtoevoer en laat het afkoelen. Reinig het apparaat uitsluitend met een zachte, licht vochtige spons.
- Voorkom dat water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen om het te reinigen.
- Gebruik voor het reinigen geen schurende reinigingsmiddelen, borstels, poetsmiddelen voor glas/meubilair, verfverdunder enz.

Opslag

Berg het apparaat op in de verpakking of op een veilige, droge en koele plaats. Om breken te voorkomen, mag u het netsnoer NIET om het apparaat wikkelen. Hang het apparaat NIET aan het snoer op.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Onmiddellijk na gebruik en alvorens het apparaat te reinigen ALTIJD de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Om het apparaat uit te schakelen, alle schakelaars in de 'UIT'-stand zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
- Een apparaat NOOIT met de stekker in het stopcontact achterlaten. De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens onderdelen of hulpstukken te plaatsen of verwijderen.
- Dit apparaat is geschikt voor personen vanaf 8 jaar en ouder. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis kunnen dit apparaat onder toezicht gebruiken of na het ontvangen van instructies over het veilige gebruik van het apparaat zodat zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Nooit proberen om de stekker in of uit het stopcontact te steken terwijl de voeten in het water staan. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn alvorens het apparaat te bedienen of de stekker uit het stopcontact te halen.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. In dat geval onmiddellijk de netvoeding uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Droog houden – NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door HoMedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- NOOIT het apparaat gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed werkt, als het apparaat is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Retourneer het naar het onderhoudscentrum van HoMedics, waar het zal worden onderzocht en gerepareerd.
- Overmatig gebruik kan leiden tot oververhitting en een kortere levensduur van het apparaat. Bij oververhitting het gebruik van het apparaat staken en het laten afkoelen.
- Als het product uitzonderlijk warm aanvoelt, het product uitschakelen en contact opnemen met het servicecentrum van HoMedics.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- NOOIT gebruiken in een ruimte waar aerosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- NOOIT onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat NOOIT aan het snoer dragen en het snoer nooit als handgreep gebruiken.
- Snoer niet onder het tapijt door laten lopen. Dek het snoer niet af onder vloerkleden, lopers of soortgelijke vloerbedekking. Laat het snoer niet onder meubels of toestellen door lopen. Schik

snoer uit de buurt van plekken waar gelopen wordt en waar erover gestruikeld kan worden.

- NIET buiten gebruiken.
- Voor dit product is een vermogen van 220-240 V AC vereist.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd HoMedics Service Centre.
- Zit of sta NIET op de voetplaten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer het op de vloer is geplaatst en de gebruiker zit.
- De totale gewichtslimiet voor dit product is 20 kg.
- Nooit de luchttoevoer van het apparaat blokkeren. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met zintuiglijke problemen, waaronder diabetespatiënten.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met lichamelijke aandoeningen die de bediening van het apparaat zouden kunnen belemmeren, of door personen met sensorische gebreken in het onderlichaam.
- NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- NOOIT gebruiken als vervanging van medische zorg.
- Niet langer dan de aanbevolen tijdsduur gebruiken.
- NIET voor het naar bed gaan gebruiken. De

massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap uitstellen.

- Er mag slechts geringe kracht worden uitgeoefend op de voetplaten om het risico op letsel te elimineren.
- Zorg ervoor dat alle haar, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt van de voetplaten blijven.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik voor de voeten; gebruik het nooit voor uw rug, heupen, nek of andere lichaamsdelen.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek

www.homedics.co.uk/servicecentres

Uitleg over AEEA



Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuvriendelijke recycling accepteren.


Richtlijn inzake batterijen



Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Comando à distância
2. Placas vibratórias para os pés
3. Visor digital
4. Adaptador da tomada elétrica com pinos intercambiáveis
5. Entrada jack



BOTÕES DE CONTROLO E VISOR DIGITAL

Botões de controlo

- Alimentação** – Pressione para ligar e desligar o dispositivo
- Programa** – Pressione uma vez para selecionar o modo manual P1 e pressione novamente para selecionar os programas P2 ou P3
- Pausa/reprodução** – Pressione para pausar ou reiniciar o programa em curso
- Menos** – Pressione para diminuir a velocidade (funciona apenas no modo manual)
- Mais** – Pressione para aumentar a velocidade (funciona apenas no modo manual)
- Calor** – Pressione duas vezes para acionar menor calor (nível 1) e repita o processo para acionar o nível 2

Noções básicas sobre o visor digital

- P1** Modo manual P1
06 Velocidade de vibração 6

NOTA: no modo manual, é possível ajustar a velocidade de vibração utilizando os botões + e -

- 14** 14 minutos restantes
09 Velocidade de vibração 9

NOTA: o visor piscará quando o dispositivo estiver em pausa

- HE** Calor **HE** Calor **HE** Calor
00 DESLIGADO **01** nível 1 **02** nível 2

- P2** Programa P2
18 Velocidade de vibração 18
NOTA: nos programas P2 ou P3, a velocidade de vibração varia automaticamente ao longo do programa

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Desembale tudo
2. Remova a fita protetora de plástico do comando à distância para ativar a pilha
3. Introduza totalmente os pinos adequados na ficha do adaptador da tomada elétrica (GB: 3 pinos; UE: 2 pinos).
4. Introduza a extremidade da ficha jack do cabo na tomada jack localizada na parte traseira do dispositivo.
5. Coloque o Foot Flow no chão, à frente de uma cadeira, e certifique-se de que a superfície é plana e nivelada
6. Ligue o adaptador da tomada elétrica a uma tomada próxima.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



1. Sente-se numa cadeira e coloque os seus pés sobre as placas para os pés. Nunca se posicione nas placas para os pés nem utilize apenas um lado do dispositivo.
2. Pressione o botão de alimentação para ligar o Foot Flow.
NOTA: o dispositivo inicia no modo manual (P1) e na velocidade de vibração 6.
3. Ajuste a velocidade de vibração conforme necessário, utilizando os botões + e -.
4. Caso pretenda, aumente o calor, pressionando duas vezes o botão de calor para acionar menor calor (nível 1) e repita o processo para acionar o nível 2. Aguarde um ou dois minutos para que as placas para os pés aqueçam totalmente.

5. Sente-se e relaxe. O dispositivo desliga-se automaticamente após 15 minutos. No modo desligado, este produto consumirá energia a um ritmo de 0,2 W.
6. É possível pausar (botão de pausa/reprodução) ou desligar (botão de alimentação) o dispositivo em qualquer altura.

NOTA: é possível controlar todas as funções com o comando à distância ou os botões do dispositivo. O período de utilização recomendado é de 15 minutos.

Utilização dos programas

Para selecionar um programa, ligue primeiro o dispositivo e, em seguida, pressione o botão Programa até P2 ou P3 aparecer no visor. Ambos os programas têm uma duração de 15 minutos e as definições de intensidade variam automaticamente ao longo de cada programa para um tratamento revigorante.

Mudança de pilha no comando à distância

1. Remova o parafuso na parte traseira do comando à distância
2. Abra a tampa e remova a pilha
3. Insira uma nova pilha CR2032 com o sinal + virado para cima
4. Feche a tampa e substitua o parafuso.

Limpeza do dispositivo

- Certifique-se de que o dispositivo está desligado de qualquer fonte de alimentação e deixe-o arrefecer antes de proceder à limpeza. Limpe apenas com uma esponja macia e ligeiramente humedecida.
- Nunca deixe que a água ou qualquer outro líquido contactem com o dispositivo.
- Não mergulhe em nenhum líquido para limpar.
- Nunca use produtos de limpeza abrasivos, escovas, produtos de polimento de vidros/móveis, diluente, etc., para limpar.

Armazenamento

Coloque o aparelho na respetiva caixa ou num local seguro, seco e fresco. Para evitar danos, NÃO enrole o cabo de alimentação em redor do aparelho. NÃO pendure o equipamento pelo cabo.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

- Desligue SEMPRE o aparelho da tomada elétrica imediatamente após a utilização e antes de o limpar. Para desligar, rodar todos os controlos para a posição de desligado ("OFF") e depois retirar a ficha da tomada.
- NUNCA deixe um aparelho sem vigilância quando estiver ligado. Desligue da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
- Este aparelho é adequado para maiores de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças. A limpeza e serviços de manutenção a efetuar pelo utilizador não devem ser confiados a

crianças sem supervisão de um adulto.

- Não coloque nem guarde o aparelho num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque nem deixe cair dentro de água, nem de qualquer outro líquido.
- NÃO tente apanhar um aparelho elétrico que tenha caído à água ou noutros líquidos. Desligue a corrente elétrica e retire a ficha da tomada imediatamente. Mantenha seco – NÃO UTILIZE em áreas molhadas ou húmidas.
- NUNCA introduza pinos ou quaisquer objetos de fixação metálicos no interior do aparelho pelas aberturas.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina conforme descrito no presente folheto. NÃO use acessórios que não sejam os recomendados pela HoMedics.
- NUNCA utilize o aparelho se algum cabo ou ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar devidamente, se o deixar cair ou danificar, ou se este cair à água. Devolva o aparelho ao Centro de Assistência da HoMedics para ser analisado e reparado.
- Uma utilização excessiva poderá conduzir ao aquecimento excessivo do produto e a uma vida útil mais curta. Se tal se verificar, interromper a utilização e deixar a unidade arrefecer antes de funcionar.
- Se o produto parecer estar excessivamente quente, desligue da tomada e contacte o Centro de Assistência da HoMedics.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- NÃO ligue o aparelho em locais onde estejam a ser utilizados aerossóis (produtos de pulverização) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- NÃO utilize por baixo de um cobertor ou de uma almofada. Poderá formar-se calor excessivo e provocar fogo, eletrocussão ou lesões em pessoas.
- NÃO transporte este aparelho puxando pelo cabo ou utilizando o cabo como pega.
- Não coloque os cabos por baixo dos tapetes. Não cubra os cabos com tapetes, passadeiras ou

coberturas similares. Não oriente os cabos por baixo de mobílias ou eletrodomésticos. Oriente os cabos afastados de áreas de passagem onde possam causar tropeções.

- NÃO utilizar no exterior.
- Este produto requer alimentação elétrica de 220-240 V CA.
- O aparelho deve ser usado apenas com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.
- NÃO tente reparar o aparelho. Nenhuma das peças pode ser reparada pelo utilizador. Toda a manutenção deste aparelho tem de ser feita num Centro de Assistência autorizado da HoMedics.
- NÃO se sente nem se posicione nas placas para os pés. O equipamento deve ser utilizado apenas quando estiver no chão e o utilizador estiver sentado.
- Este produto suporta, no máximo, 20 kg.
- Nunca bloqueie as entradas de ar do aparelho. Manter as entradas de ar limpas, sem algodão, cabelos, etc.
- Se tiver qualquer preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de utilizar este aparelho.
- Mulheres grávidas, diabéticos e pessoas com pacemaker devem consultar um médico antes de utilizar este aparelho. Não se recomenda a utilização por indivíduos com deficiências motoras, incluindo neuropatia diabética.
- NÃO utilizar em bebés, pessoas inválidas ou em pessoas que esteja a dormir ou inconscientes.
- Este aparelho NUNCA deve ser utilizado por qualquer pessoa que sofra de qualquer problema físico que limite a sua capacidade para operar os controlos ou que tenha qualquer deficiência sensorial na metade inferior do corpo.
- NUNCA utilizar diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, nem sobre erupções cutâneas.
- A utilização deste produto deverá ser agradável e confortável. Caso sinta dor ou desconforto, interrompa a utilização e fale com o seu médico de família.
- NÃO usar como substituto para cuidados médicos.
- Não utilize por períodos mais longos do que os recomendados.

- NÃO utilizar antes de ir dormir. A massagem tem um efeito estimulante e pode atrasar o sono.
- Para evitar o risco de ferimentos, deve ser exercida apenas uma força suave nas placas para os pés.
- Deve manter-se o cabelo, vestuário e joias sempre afastados das placas para os pés.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças e dos animais.
- O dispositivo foi concebido para ser utilizado nos pés. Nunca o utilize nas costas, ancas, pescoço ou noutras partes do corpo.
- O não cumprimento da recomendação acima pode resultar num risco de incêndio ou lesão.

GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 3 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais.

Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência HoMedics. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência HoMedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei.

Para saber onde fica o Centro de Assistência local da HoMedics, aceda a www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicação da REEE


 Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

Instruções relativamente às pilhas

 Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

PRODUKTEGENSKAPER

1. Fjärrkontroll
2. Vibrerande fotplattor
3. Digital display
4. Nätadapter med utbytbara stiftstycken
5. Nätingång



REGLAGE OCH DIGITAL DISPLAY

Reglage

- Ström** – Tryck för att slå på och stänga av enheten
- Program** – Tryck en gång för att välja manuellt läge P1, och en gång till för att välja Program P2 eller P3
- Paus/upspejning** – Tryck för att pausa eller starta om det aktuella programmet
- Minus** – Tryck för att minska hastigheten (fungerar endast i manuellt läge)
- Plus** – Tryck för att öka hastigheten (fungerar endast i manuellt läge)
- Värme** – Tryck två gånger för låg värme (nivå 1) och en gång till för nivå 2

Förklaring av den digitala displayens visning

P1	Manuellt läge P1	P2	Program P2
06	Vibrationshastighet 6	18	Vibrationshastighet 18
OBS: I manuellt läge kan du justera vibrationshastigheten med + och – knapparna		OBS: När program P2 eller P3 är valt, kommer vibrationshastigheten att variera automatiskt under hela programmet	
14	14 minuter kvar		
09	Vibrationshastighet 9		
OBS: Hela displayen blinkar när enheten har satts på paus			
HE	Värme	HE	Värme
00	AV	01	Nivå 1
		02	Nivå 2

INNAN DU TAR PRODUKTEN I BRUK

1. Ta bort allt förpackningsmaterial
2. Dra ut plastfliken från fjärrkontrollen för att aktivera batteriet
3. Skjut in lämpligt stiftstycke helt in i nätadapterns kontakt, antingen 3-poligt stiftstycke för Storbritannien eller 2-poligt stiftstycke för EU.
4. Sätt in nätkabelns kontakt i nätaggarna på baksidan av enheten.
5. Placera Foot Flow på golvet framför din stol och se till att golvytan är plan och horisontell
6. Anslut nätadaptern till ett eluttag i närheten.

BRUKSANVISNING



1. Sätt dig i en stol och placera fötterna på fotplattorna. Stå aldrig på fotplattorna och använd endast enheten stående på golvet.
2. Tryck på strömknappen för slå på Foot Flow.
OBS: Enheten startar i manuellt läge (P1) och med vibrationshastighet 6
3. Justera vibrationshastigheten som önskas med + och – knapparna
4. Slå på värme, om du vill, genom att trycka på värmeknappen: två gånger för låg värme, nivå 1, och ett tryck till för nivå 2. Det tar en eller två minuter tills fotplattorna blir helt uppvärmda.
5. Luta dig tillbaka och slappna av. Enheten stängs av automatiskt efter 15 minuter. I avstängt läge kommer denna produkt att förbruka ström med en effekt på 0,2 W.

6. Enheten kan när som helst ställas på paus pausas (med paus-/ uppspelningsknappen) eller stängas av (med strömknappen).
OBS: Alla funktioner kan styras antingen med fjärrkontrollen eller reglagen på enheten. Rekommenderad användningstid är 15 minuter.

Använda programmen

För att välja ett program, ska du först slå på enheten och sedan trycka på programknappen tills antingen P2 eller P3 visas på displayen. Båda programmen är 15 minuter långa och varierar automatiskt intensitetsinställningarna under programmets gång för en stimulerande behandling.

Byta batteri i fjärrkontrollen

1. Skruva loss skruven på baksidan av fjärrkontrollen
2. Öppna locket och ta ut batteriet
3. Sätt i ett nytt CR2032-batteri med +--symbolen vänd uppåt
4. Sätt på locket igen och skruva fast det.

Rengöring av enheten

- Koppla loss enheten från eluttaget och låt den svalna innan rengöring. Rengör endast med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Låt aldrig vatten eller annan vätska komma i kontakt med enheten.
- Sänk aldrig ned den i vätska vid rengöring.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel, borstar, glas- eller möbelputs, thinner osv. för rengöring.

Förvaring

Placera enheten i sin låda eller på en säker, torr och sval plats. För att undvika att den går sönder får du INTE linda nätkabeln runt enheten. Häng INTE enheten i kabeln.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Dra ALLTID ur kontakten ur eluttaget omedelbart efter användning och innan rengöring. För att koppla ur apparaten, sätter du alla kontroller i läge "OFF", och drar sedan ur kontakten.
- LÄMNA aldrig en apparat utan uppsikt när den är inkopplad. Ta ur kontakten från eluttaget när enheten inte används och innan tillbehör eller delar sätts på eller tas av.
- Enheten är lämplig från 8 år och uppåt och för personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om hur man ska använda enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla ner i, eller dras ner i ett bad eller ett handfat. Får inte placeras i eller tappas i vatten eller annan vätska.
- Sträck dig INTE efter en enhet som har ramlat ner i vatten, eller andra vätskor. Stäng av strömmen och dra omedelbart ur kontakten. Håll apparaten torr – använd den INTE om den är blöt eller i fuktiga miljöer.
- För ALDRIG in nålar, fastsättningsanordningar av metall, eller andra metallföremål i apparaten eller i någon öppning.
- Använd apparaten för det den är avsedd för i enlighet med denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte är rekommenderade av HoMedics.
- Använd ALDRIG apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats, skadats eller tappats ned i vatten. Returnera den till HoMedics servicecenter för undersökning och reparation.
- Överdrivet användande kan leda till att produkten hettas upp för mycket och kan förkorta dess livslängd. Om detta sker, sluta använda och låt enheten svalna innan den används igen
- Om produkten känns överdrivet varm, bör du stänga av den och kontakta HoMedics servicecenter.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Använd INTE produkten där någon aerosolprodukt (spray) används, eller där syrgas används.
- Får INTE användas under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elchock eller personskada.
- Bär INTE apparaten i sladden och använd inte sladden som ett handtag.
- Dra inte sladden under mattor. Täck inte över sladden med mattor, löpare eller liknande saker. Dra inte sladden under möbler eller apparater. Lägg sladden vid sidan av gångområden så att du någon inte snubblar på den.
- Får INTE användas utomhus.
- Produkten kräver 220-240 V AC.
- Apparaten får endast användas med den strömenhet som medföljer apparaten.
- Försök INTE att reparera enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren. Alla

- reparationer av denna enhet får endast utföras av ett auktoriserat HoMedics servicecenter.
- Sitt eller stå INTE på fotplattorna. Enheten får endast användas när den står på golvet och användaren sitter i en stol.
 - Max belastning för denna produkt är 20 kg.
 - Blockera aldrig apparatens luftöppningar. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår etc.
 - Om du problem med din hälsa, bör du tala med din läkare innan du använder apparaten.
 - Gravida kvinnor, diabetiker och personer med pacemakers bör konsultera en läkare innan de använder denna enhet används. Rekommenderas inte för personer med känselnedsättningar, inklusive diabetisk neuropati.
 - Får INTE användas på spädbarn, handikappade, eller sovande och medvetslösa personer.
 - Denna enhet bör ALDRIG användas av någon individ som lider av fysiska problem som kan begränsa användarens kapacitet att använda kontrollerna eller som har sensoriska bristfälligheter i den nedre delen av sin kropp.
 - Får ALDRIG användas direkt på svullna eller inflammerade områden, eller på hudutslag.
 - Användning av apparaten ska vara en njutbar och bekväm upplevelse. Om smärta eller diskomfort uppstår, sluta använda och konsultera med din läkare.
 - Använd INTE som ersättning för medicinsk uppmärksamhet.
 - Använd inte produkten längre än den rekommenderade tiden.
 - Använd INTE apparaten precis innan du går och lägger dig. Massagen har en stimulerande effekt och kan fördröja sömn.
 - Utsätt endast fotplattorna för lätt kraft för att undvika risk för skador.
 - Håll alltid hår, kläder och smycken borta från fotplattorna.
 - Apparten har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de

använder enheten.

- Håll barn och husdjur borta från apparaten.
- Enheten är endast avsedd för fotbehandling, använd den aldrig på ryggen, höfterna, nacken eller någon annan kroppsdel.
- Om du inte följer råden ovan, finns det risk för brand eller skada.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 3 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.

För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via HoMedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än HoMedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inверkar inte på dina lagenliga rättigheter.

För att hitta ditt lokala HoMedics Servicecenter, kan du gå till

www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-förklaring



Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

Batteriföreskrift



Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

PRODUKTEGENSKABER

1. Fjernbetjening
2. Vibrerende fodplader
3. Digitalt display
4. Netadapter med udskiftelige stikben
5. Stik



STYREKNAPPER OG DIGITALT DISPLAY

Styreknapper

- Strøm** – tryk for at slå enheden til og fra
- Program** – tryk én gang for at vælge manuel tilstand P1, og tryk igen for at vælge program P2 eller P3
- Pause/Afspil** – tryk for at sætte på pause eller genstarte det aktuelle program
- Minus** – tryk for at sætte hastigheden ned (virker kun i manuel tilstand)
- Plus** – tryk for at øge hastigheden (virker kun i manuel tilstand)
- Varme** – tryk to gange for lav varme (niveau 1), og tryk igen for niveau 2

Forståelse af det digitale display

P1 Manuel tilstand P1

06 Vibrationshastighed 6

BEMÆRK: I manuel tilstand kan du justere vibrationshastigheden med knapperne + og -

14 14 min. tilbage

09 Vibrationshastighed 9

BEMÆRK: Hele displayet blinker, når enheden er sat på pause

HE Varme

00 FRA

HE Varme

01 niveau 1

P2 Program P2

18 Vibrationshastighed 18

BEMÆRK: Når program P2 eller P3 er valgt, varierer vibrationshastigheden automatisk gennem hele programmet

HE Varme

02 niveau 2

FØR FØRSTE BRUG

1. Fjern al emballage
2. Fjern plastikbeskyttelsesstrimlen fra fjernbetjeningen for at aktivere batteriet
3. Skub de relevante stikben helt ind i netadapterstikket, enten 3-bens for Storbritannien eller 2-bens for EU.
4. Skub enden med stikket på kablet ind i stikket bag på enheden.
5. Sæt fodmassageapparatet på gulvet foran din stol, idet du sikrer dig, at overfladen er flad og plan
6. Sæt netadapteren i en stikkontakt i nærheden.

BRUGSANVISNING



1. Sæt dig ned i en stol, og sæt fødderne på fodpladerne. Stå aldrig på fodpladerne, og benyt aldrig kun enheden i den ene side.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde fodmassageapparatet.
BEMÆRK: Enheden starter i manuel tilstand (P1) og på vibrationshastighed 6
3. Justér vibrationshastigheden efter behov med knapperne + og -
4. Tilføj varme, hvis du ønsker det, ved at trykke to gange på varmeknappen for lav varme, niveau 1, og trykke igen for niveau 2. Lad fodpladerne varme helt op i et minut eller to.
5. Læn dig tilbage, og slap af. Enheden slukker automatisk efter 15 minutter. I slukket tilstand har dette produkt et strømforbrug på 0,2 W.

6. Enheden kan sættes på pause (med knappen Pause/Afspil) eller slås fra (med tænd/sluk-knappen) når som helst.

BEMÆRK: Alle funktioner kan styres enten med fjernbetjeningen eller knapperne på enheden. Anbefalet brugstid er 15 min.

Brug af programmerne

For at vælge et program skal du først slå enheden til og derefter trykke på knappen Program, indtil der vises enten P2 eller P3 på skærmen. Begge programmer er 15 minutter lange og varierer automatisk intensitetsindstillingerne gennem hele programmet for en opkvikkende behandling.

Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen

1. Fjern skruen på bagsiden af fjernbetjeningen
2. Åbn dækslet, og fjern batteriet
3. Isæt et nyt CR2032-batteri med mærket + opad
4. Luk dækslet, og sæt skruen i igen.

Rengøring af enheden

- Sørg for, at enheden er frakoblet fra enhver strømforsyning, og lad den køle af, før den rengøres. Må kun rengøres med en blød, let fugtig svamp.
- Lad aldrig vand eller andre væsker komme i kontakt med enheden.
- Enheden må ikke nedsænkes i væske af nogen art med henblik på rengøring.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster, polermidler til glas/møbler, farvefortynder etc. til rengøring.

Opbevaring

Placer enheden i æsken eller på et sikkert, tørt og køligt sted. For at undgå brud må du IKKE vikle strømkablet rundt om apparatet. Du må IKKE hænge enheden op i dens ledning.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG.

- Tag ALTID stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring. Sluk ved at indstille alle kontrolfunktioner til positionen "OFF" og tag derefter stikket ud af stikkontakten.
- Efterlad ALDRIG et apparat uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du påsætter eller fjerner tilbehør.
- Dette apparat er egnet til personer på 80g derover samt personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden, såfremt vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger om forsvarlig anvendelse af apparatet, og vedkommende forstår farerne i forbindelse med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Placér og opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned i eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde ned i vand eller anden væske.

- Du må IKKE række ud efter et apparat, som er faldet i vand eller i andre væsker. Sluk øjeblikkeligt for strømmen og tag apparatet ud af stikket. Hold det tørt – du må IKKE betjene det under våde eller fugtige forhold.
- Du må ALDRIG sætte nåle, metalliske lukkemekanismer eller genstande ind i apparatet eller nogen åbning.
- Apparatet skal benyttes efter hensigten som beskrevet i denne brochure. Kun tilbehør, som anbefales af HoMedics, må benyttes.
- Du må ALDRIG betjene apparatet, hvis stik eller ledning er beskadiget, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Det må heller ikke anvendes, hvis det er blevet tabt på gulvet eller beskadiget, hvis det har været i vand, eller hvis det lækker. Hvis dette er sket, skal du returnere produktet til HoMedics Servicecenter med henblik på undersøgelse og reparation deraf.
- Overdreven brug kan medføre overophedning af apparatet og en kortere levetid. Hvis dette skulle ske, skal man stoppe brugen af apparatet og lade det køle ned, før det igen bruges.
- Hvis produktet føles for varmt, skal du slukke på kontakten og kontakte HoMedics Servicecenter.
- Hold kablet væk fra varme overflader.
- Betjen ALDRIG i områder, hvor aerosol (spray) produkter bliver brugt, eller hvor oxygen administreres.
- Betjen IKKE under et tæppe eller pude. Det kan producere overdreven varme og forårsage brand, elektriske stød eller personskade.
- Bær IKKE apparatet i ledningen og brug ikke ledningen som et håndtag.
- Tildæk ikke ledningen med tæpper, løbere eller lignende. Før ikke ledningen under møbler eller husholdningsapparater. Placér ledningen udenfor gangarealer, hvor den kan udgøre en snubelfare.
- Må IKKE anvendes udendørs.
- Dette produkt kræver en 220-240 V AC strømforsyning.

- Apparaten må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der følger med apparatet.
- Prøv IKKE på selv at reparere apparatet. Apparatet indeholder ingen dele, du selv kan yde service på. Al service på dette apparat skal udføres af et autoriseret HoMedics Servicecenter.
- Sid eller stå IKKE på fodpladerne. Enheden bør kun anvendes, når den står på gulvet, og brugeren sidder ned.
- Den samlede vægtgrænse for dette produkt er 20 kg.
- Du må aldrig blokere apparatets luftåbninger. Hold ventilationsåbninger fri for frug, hår osv.
- Hvis du har eventuelle bekymringer om dit helbred, bør du konsultere en læge før brug af dette apparat.
- Brug af dette produkt bør være behagelig og komfortabel. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du øjeblikkeligt stoppe og kontakte din læge.
- Må IKKE bruges på spædbørn, handicappede eller på en sovende eller bevidstløs person.
- Dette apparat må ALDRIG bruges af en person, der lider af en fysisk sygdom, der begrænser brugerens kapacitet til at bruge knapperne eller som har sensorisk debilitet i den nederste halvdel af kroppen.
- Apparatet må ALDRIG benyttes direkte på hævede eller betændte områder eller udslet.
- Brug af dette produkt bør være behagelig og komfortabel. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du øjeblikkeligt stoppe og kontakte din læge.
- Apparatet må IKKE benyttes i stedet for medicinsk behandling.
- Må ikke anvendes i længere tid end anbefalet.
- Apparatet må IKKE benyttes lige før sengetid. Massagen har en stimulerende effekt og kan forsinke din søvn.
- Der må kun anvendes let kraft mod fodpladerne for at undgå risiko for tilskadekomst.
- Sørg for, at alt hår, tøj og smykker altid holdes fri af fodpladerne.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer,

som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.

- Hold børn og kæledyr væk fra apparatet.
- Enheden er designet til brug på fødderne, og du må aldrig benytte den på ryggen, hofterne, halsen eller andre kropsdele.
- Hvis ovenstående foranstaltninger ikke overholdes, kan det forårsage brand eller personskade.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 3 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd's kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskudiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.

For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af HoMedics Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end HoMedics Service Centre. ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder. Find dit lokale HoMedics Service Centre på www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring


 Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingsystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikket genanvendelse.

Batteridirektiv

 Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

PRODUKTEGENSKAPER

1. Fjernkontroll
2. Vibrerende fotplater
3. Digitalt display
4. Strømadapter med utskiftbare poler
5. Jackkontakt



KONTROLLKNAPPER OG DIGITALT DISPLAY

Kontrollknapper

- Strøm** – Trykk for å slå apparatet på og av
- Program** – Trykk én gang for å velge manuell modus P1, og en gang til for å velge program P2 eller P3
- Pause / Play** – Trykk for å pause eller starte gjeldende program på nytt
- Minus** – Trykk for å redusere hastigheten (fungerer kun i manuell modus)
- Pluss** – Trykk for å øke hastigheten (fungerer kun i manuell modus)
- Varme** – Trykk to ganger for lav varme (nivå 1), og en gang til for nivå 2

Forstå det digitale displayet

P1 Manuell modus P1

06 Vibrasjonshastighet 6

MERK: I manuell modus kan du justere vibrasjonshastigheten med knappene + og -

14 14 min gjenstår

09 Vibrasjonshastighet 9

MERK: Hele displayet blinker når apparatet er satt på pause

HE Varme

00 AV

HE Varme

01 nivå 1

P2 Program P2

18 Vibrasjonshastighet 18

MERK: Når program P2 eller P3 er valgt, vil vibrasjonshastigheten variere automatisk gjennom hele programmet

HE Varme

02 nivå 2

FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Fjern all emballasje
2. Fjern plastbeskyttelsen fra fjernkontrollen for å aktivere batteriet
3. Skyv de riktige polene helt inn i støpselet til strømadapteren, enten 3-polet GB eller 2-polet EU.
4. Sett jackpluggen på kabelen inn i jackkontakten på baksiden av apparatet.
5. Plasser Foot Flow på gulvet foran stolen din, og sørg for at underlaget er flatt og jevnt
6. Sett strømadapteren inn i en stikkontakt i nærheten.

NOTE: In off mode, this product will consume power at a rate of 0.2W.

BRUKSANVISNING



1. Sitt i en stol og plasser føttene på fotplatene. Stå aldri på fotplatene, og bruk aldri apparatet kun på én side.
2. Trykk på strømknappen for å slå på Foot Flow.
MERK: Apparatet starter opp i manuell modus (P1) og på vibrasjonshastighet 6
3. Juster vibrasjonshastigheten ved behov med knappene + og -
4. Øk om ønskelig varmen ved å trykke to ganger på varmeknappen for lav varme, nivå 1, og trykk igjen for nivå 2. La fotplatene varmes helt opp i ett minutt eller to.

5. Len deg tilbake og slapp av. Apparatet slår seg automatisk av etter 15 min. I av-modus vil dette produktet forbruke strøm med en hastighet på 0,2W.
6. Apparatet kan når som helst settes på pause (med pause/play-knappen) eller slås av (med strømknappen).

MERK: Alle funksjoner kan styres enten med fjernkontrollen eller med knappene på apparatet. Anbefalt brukstid er 15 min.

Bruke programmene

For å velge et program slår du først på apparatet, og trykker deretter på programknappen til enten P2 eller P3 vises på displayet. Begge programmene varer i 15 minutter, og varierer automatisk intensiteten gjennom hele programmet for å gi en stimulerende behandling.

Skifte batteri i fjernkontrollen

1. Fjern skruen på baksiden av fjernkontrollen
2. Åpne dekelet og ta ut batteriet
3. Sett inn et nytt CR2032-batteri med plusstegnet vendt oppover
4. Lukk dekelet og sett på plass skruen.

Rengjøring av apparatet

- Pass på at apparatet er koblet fra strømforsyning og avkjølt før rengjøring. Rengjør kun med en myk, lett fuktet svamp.
- Aldri la vann eller annen væske komme i kontakt med apparatet.
- Ikke senk apparatet ned i væske for å rengjøre det.
- Aldri bruk slipende rengjøringsmidler, børster, glass-/møbelpolish, malingstynner etc. til rengjøring.

Oppbevaring

Oppbevar apparatet i esken eller på et trygt, tørt og kjølig sted. For å unngå brudd, må du IKKE vikle strømledningen rundt apparatet. IKKE heng enheten etter ledningen.

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Apparatets støpsel skal ALLTID trekkes ut omgående etter bruk og før rengjøring. For å frakoble, sett alle kontroller på "AV" (OFF) og ta deretter støpslet ut av kontakten.
- Et apparat skal ALDRI forlates uten tilsyn når støpslet er i strømkontakten. Trekk støpslet ut av strømkontakten når enheten ikke er i bruk og før montering eller demontering av deler eller tilbehør.
- Dette apparatet er egnet for personer fra 8 år og oppover, og kan brukes av personer med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn uten tilsyn.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares på et sted hvor det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller vask. Apparatet må ikke plasseres eller droppes i vann eller annen væske.
- IKKE rør et apparat som har vært sluppet i vann eller andre væsker. Trekk ut støpslet omgående. Oppbevar tørt – SKAL IKKE brukes på steder hvor det er vått eller fuktig.
- Det må ALDRI settes nåler eller andre metalliske gjenstander inn i apparatet eller i noen åpning.
- Apparatet skal brukes til tiltenkt formål som beskrevet i denne veiledningen. IKKE bruk tilbehør som ikke er anbefalt av HoMedics.
- Apparatet må ALDRI brukes hvis ledningen eller støpselet er ødelagt, eller hvis apparatet ikke fungerer ordentlig, eller hvis det var sluppet i gulvet, har kommet i vann eller om det lekker. Returner apparatet til HoMedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
- Overdreven bruk kan føre til overoppvarming og kortere levetid på produktet. Hvis dette forekommer, slå av apparatet og la det nedkjøle før det brukes igjen.
- Hvis produktet føles unaturlig varmt, trekk ut støpselet og ta kontakt med HoMedics Servicesenter.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede flater.
- Apparatet må IKKE brukes der det sprayer med aerosolprodukter eller hvor det foretas behandling med medisinsk oksygen.
- Enheten må IKKE brukes under et ullteppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, dødelig elektrosjokk eller personskader.
- Apparatet må IKKE bæres etter ledningen eller bruke ledningen som håndtak.
- Strømledningen skal ikke legges under tepper. Strømledningen skal ikke dekkes over med løse matter, løpere eller liknende tildekking. Ikke legg ledningen under møbler eller apparater. Sørg for at strømledningen legges unna trafikkerte områder hvor det er lett å snuble i ledningen.

- Må IKKE brukes utendørs.
- Dette produktet forlanger en 220-240 V AC strømtilførsel.
- Apparaten skal kun brukes med strømforsyningsenheten som følger med apparatet.
- IKKE forsøk å reparere apparatet. Det finnes ingen brukervennlige deler i enheten. All service på dette apparatet skal kun foretas på et autorisert HoMedics servicesenter.
- IKKE sitt eller stå på fotplatene. Enheten skal bare brukes når den er plassert på gulvet og brukeren sitter.
- Den totale vektgrensen for dette produktet er 20 kg.
- Luftåpninger på apparatet må aldri tildekkes. Hold luftåpningene fri for lo og hår osv.
- Hvis du har helsebekymringer, skal du rådføre deg med lege før du bruker dette apparatet.
- Gravide, diabetikere og personer med pacemaker bør konsultere lege før anvendelse av dette produktet. Anbefales ikke for bruk av personer med diabetisk nevropati.
- SKAL IKKE brukes på småbarn eller på uføre, sovende eller bevisstløse personer.
- Dette apparatet skal ALDRI brukes på enkeltpersoner med noe fysisk lidelse som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene eller som har sensoriske mangler i nedre kroppsdeler.
- Må ALDRI brukes direkte på hovne eller betente områder eller på huderupsjoner.
- Det skal være behagelig og komfortabelt å bruke dette produktet. Skulle det oppstå smerte eller ubehag som et resultat, avbryt bruken av apparatet og rådfør deg med lege.
- Skal IKKE brukes som erstatning for medisinsk behandling.
- Skal ikke brukes lenger enn den anbefalte tiden.
- Skal IKKE brukes før du går å legger deg. Massasjen har en stimulerende virkning og kan forsinke søvn.

- Det skal kun brukes lett kraft mot fotplatene for å redusere risikoen for personskade.
- Sørg for at alt hår, klær og smykker holdes unna fotplatene til enhver tid.
- Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er ufølsomme overfor varme må være forsiktig når de bruker apparatet.
- Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet.
- Apparatet er konstruert for bruk på føttene, bruk det aldri på rygg, hofter, nakke eller andre deler av kroppen.
- Unnlatelse av å følge ovennevnte kan resulterer i brannfare eller personskade.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader. For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgsskvtter (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgoedbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom HoMedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn HoMedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

For å finne ditt lokale HoMedics servicesenter, se www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

 Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningsøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

Batteridirektiv

 Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

1. Kaukosäädin
2. Tärisevät jalkalevyt
3. Digitaalinen näyttö
4. Verkkosovitin vaihdettavilla nastoilla
5. Jakkiliitin



2



OHJAUSPAINIKKEET JA DIGITAALINEN NÄYTTÖ

Ohjauspainikkeet

- Virta** – Paina kytkäksesi laitteen päälle ja pois päältä
- Ohjelma** – Paina kerran valitaksesi manuaalitalan P1 ja uudelleen valitaksesi ohjelman P2 tai P3
- Tauko/Toisto** – Paina keskeyttääksesi nykyisen ohjelman tai käynnistääksesi sen uudelleen
- Miinus** – Paina vähentääksesi nopeutta (toimii vain manuaalisessa tilassa)
- Plus** – Paina lisätäksesi nopeutta (toimii vain manuaalisessa tilassa)
- Lämmitys** – Paina kaksi kertaa matalaa lämpöä (taso 1) varten ja uudelleen tasoa 2 varten

Digitaalisen näytön ymmärtäminen

P1 Manuaalinen tila P1

06 Tärinänopeus 6

HUOMAUTUS: Manuaalisessa tilassa voit säätää tärinänopeutta painikkeilla + ja -

14 14 minuuttia jäljellä

09 Tärinänopeus 9

HUOMAUTUS: Koko näyttö vilkkuu, kun laite on keskeytetty.

HE Lämmitys

00 POIS

HE Lämmitys

01 taso 1

P2 Ohjelma P2

18 Tärinänopeus 18

HUOMAUTUS: Kun ohjelma P2 tai P3 on valittu, tärinänopeus vaihtelee automaattisesti koko ohjelman ajan

HE Lämmitys

02 taso 2

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit
2. Poista muovinen suojanauha kaukosäätimestä pariston käyttöönottamiseksi.
3. Työnnä sopivat nastat kokonaan verkkosovittimen pistokkeeseen, joko 3-nastainen GB tai 2-nastainen EU.
4. Työnnä kaapelin jakkipää laitteen takana olevaan jakkiliittimeen.
5. Aseta Foot Flow lattialle tuolin eteen ja varmista, että pinta on tasainen.
6. Kytke verkkosovitin lähellä olevaan pistorasiaan.

KÄYTTÖOHJEET



1. Istuudu tuolille ja aseta jalkasi jalkalevyille. Älä koskaan seiso jalkalevyillä tai käytä laitetta vain toisella puolella.
2. Käynnistä Foot Flow painamalla virtapainiketta.
HUOMAUTUS: Laite käynnistyy manuaalisessa tilassa (P1) ja tärinänopeudella 6.
3. Säädä tärinänopeutta tarpeen mukaan painikkeilla + ja -.
4. Lisää lämpöä halutessasi painamalla lämmityspainiketta kahdesti matalaa lämpöä ja tasoa 1 varten, paina uudelleen tasoa 2 varten. Odota minuutti tai kaksi, jotta jalkalevyt lämpenevät täysin.
5. Istuudu ja rentoudu. Laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Off-tilassa tämä tuote kuluttaa virtaa 0,2 W.

6. Laite voidaan keskeyttää (tauko-/toistopainikkeella) tai sammuttaa (virtapainikkeella) milloin tahansa.

HUOMAUTUS: Kaikkia toimintoja voidaan ohjata joko kaukosäätimellä tai laitteen painikkeilla. Suositeltu käyttöaika on 15 minuuttia.

Ohjelmien käyttäminen

Valitse ohjelma kytkemällä laite ensin päälle ja painamalla sitten Ohjelma-painiketta, kunnes näytössä näytetään joko P2 tai P3. Molempien ohjelmien pituus on 15 minuuttia, ja ne muuttavat automaattisesti tehoasetuksia koko ohjelman ajan virkistävää hoitoa varten.

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

1. Irrota kaukosäätimen takana oleva ruuvi.
2. Avaa kansi ja irrota paristo.
3. Aseta uusi CR2032-paristo +–merkki ylöspäin.
4. Sulje kansi ja aseta ruuvi paikalleen.

Laitteen puhdistaminen

- Varmista ennen puhdistamista, että laite ei ole kiinni virtalähteessä ja että laite on jäähtynyt. Puhdista ainoastaan pehmeällä, hieman kostealla sienellä.
- Älä koskaan päästä vettä tai muuta nestettä kosketuksiin laitteen kanssa.
- Älä upota tuotetta nesteeseen puhdistustarkoituksessa.
- Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita, harjoja, lasin/ huonekalujen kiillotusaineita, tinneriä tai vastaavia.

Säilytys

Aseta laite laatikkoonsa tai vie se turvalliseen, kuivaan ja viileään paikkaan. ÄLÄ kiedo virtajohtoa laitteen ympärille rikkoutumisen välttämiseksi. ÄLÄ ripusta laitetta johdosta.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VASTAISEN VARALLE.

- Kytke AINA laite pois verkkovirrasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen laitteen puhdistamista. Käännä kaikki säätimet OFF-asentoon, ja irrota sitten töpseli pistorasiasta.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Kytke laite pois verkkovirrasta kun sitä ei käytetä, ja ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan lisäosia.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat henkilöt ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen. Sammuta virta ja irrota pistoke välittömästi. Pidä laite kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ÄLÄ KOSKAAN työnnä neuvoja tai muita metalliesineitä laitteeseen tai mihinkään sen aukoista.
- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä lehtisessä kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, jotka eivät ole HoMedicsin suosittelemia.
- Laitetta EI saa KOSKAAN käyttää, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, ei toimi kunnolla, on pudonnut tai vaurioitunut, on pudonnut veteen tai vuotaa. Palauta se HoMedicsin huoltokeskukseen tarkastusta ja korjausta varten.
- Liiallinen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä.
- Os laite tuntuu liian kuumalta, sammuta virta ja ota yhteyttä HoMedicsin huoltoliikkeeseen.
- Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
- ÄLÄ käytä paikassa, missä on käytetty aerosoleja (suihke), tai missä on annettu happea.
- ÄLÄ käytä paikassa, missä on käytetty aerosoleja (suihke), tai missä on annettu happea.
- ÄLÄ KANNA tätä laitetta virtajohdosta, tai käytä johtoa kahvana.
- Älä vedä johtoa mattojen alitse. Älä peitä johtoa matoilla tai muilla peitteillä. Älä reititä johtoa huonekalujen tai kodinkoneiden alitse. Pidä johto loitolla kulkureiteistä, missä siihen voitaisiin kompastua.
- ÄLÄ käytä ulkona.
- Tämä tuote tulee kytkeä 220-240 V AC verkkovirtaan.
- Laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta itse. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ainoastaan HoMedicsin valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitteen.
- ÄLÄ istu tai seiso jalkalevyjen päällä. Laitetta saa

käyttää vain, kun se on asetettu lattialle ja käyttäjä istuu.

- Tämän tuotteen kokonaispainoraja on 20 kg.
- Älä milloinkaan peitä laitteen ilma-aukkoja. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista jne.
- Jos sinulla on terveyttäsi koskevia huolenaiheita, neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Raskaana olevien naisten, diabeetikoiden ja sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden täytyy aina neuvotella lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä. Käyttöä ei suositella henkilöille, jotka sairastavat diabeettista neuropatiaa.
- ÄLÄ käytä pieniin lapsiin, invalideihin tai nukkuviiin/tajuttomiin ihmisiin.
- Laitetta ei saa KOSKAAN käyttää henkilö, jolla on sellainen fyysinen oire, joka rajoittaa käyttäjän kykyä käyttää säätimiä tai jonka tuntoaisti on puutteellinen kehon alaosassa.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä turvonneelle, tulehtuneelle tai haavaiselle iholla.
- Tämän laitteen käytön tulisi olla miellyttävää ja tuntua mukavalta. Jos se aiheuttaa kipua tai epämukavaa tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Laite EI korvaa sairaalahoitoa.
- Älä käytä suositeltua kauempaa.
- ÄLÄ käytä juuri ennen nukkumaan menoa. Hieronnalla on virkistävä vaikutus ja se saattaa hidastaa nukahtamista.
- Jalkalevyihin saa kohdistaa vain hellävaraista voimaa loukkaantumisvaaran välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki hiukset, vaatteet ja korut pysyvät aina poissa jalkalevyistä.
- Laitteen pinta lämpenee. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa laitteen lähettäviltä.
- Laite on suunniteltu käytettäväksi jaloille, eikä sitä saa käyttää selälle, lantiolle, kaulalle tai muille kehonosille.

- Yllä olevien ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai vamman.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta kolmen vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittämistä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista.

Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuun tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan HoMedicsin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin HoMedicsin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.

Etsi HoMedicsin huoltoliike osoitteesta

www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys



Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

Akkuja koskeva direktiivi



Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

EIGINLEIKAR VÖRUNNAR

1. Fjarstýring
2. Titrandi fótaplötur
3. Stafrænn skjár
4. Straumbreytir með skiptanlegum pinnum
5. Innstunga



STJÓRNHNAPPAR OG STAFRÆNN SKJÁR

Stjórnhnappar

- ⏻ Afí** – Ýttu á til að kveikja og slökkva á tækinu
- P** **Aðgerð** – Ýttu einu sinni til að velja handvirkri stillingu P1 og aftur til að velja aðgerð P2 eða P3
- ⏮** **Hlé/Keyra** – Ýttu á til að gera hlé eða endurræsa núverandi aðgerð
- ➖** **Mínus** – Ýttu á til að minnka hraða (virkar eingöngu í handvirkri stillingu)
- ➕** **Plús** – Ýttu á til að auka hraða (virkar eingöngu í handvirkri stillingu)
- 🔊** **Hiti** – Ýttu tvisvar fyrir lítinn hita (1. stig) og aftur fyrir 2. stig

Að skilja stafræna skjáinn

- P1** Handvirk stilling P1
- 06** Titringhraði 6

ATHUGAÐU: Í handvirkri stillingu getur þú stillt titringshraðann með + og - hnöppunum

- 14** 14 mín. eftir
- 09** Titringshraði 9

ATHUGAÐU: Allur skjáinn mun blikka þegar tækið er sett á hlé

- HE** Hiti
- 01** 1. stig

- P2** Aðgerð P2
- 18** Titringshraði 18

ATHUGAÐU: Þegar aðgerð P2 eða P3 er valin mun titringshraðinn breytast í gegnum aðgerðina

- HE** Hiti
- 02** 2. stig

FYRIR FYRSTU NOTKUN

1. Fjarlægðu allar umbúðir
2. Fjarlægðu plasthlífðarröndina úr fjarstýringunni til að virkja rafhlöðuna
3. Renndu viðeigandi pinnum að fullu inn í tengi straumbreytisins, annað hvort 3-pinna GB, eða 2-pinna EU.
4. Ýttu tengianda snúrunnar í innstunguna aftan á tækinu.
5. Settu Foot Flow á gólfid fyrir framan stólinn og gakkðu úr skugga um að yfirborðið sé slétt og lárétt
6. Stingdu straumbreytinum í samband í nálægri rafmagnsinnstungu.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR



1. Sestu í stól og settu fætuna á fótaplötuna. Aldrei skal standa á fótaplötunum eða nota eingöngu aðra hlið tækisins.
2. Ýttu á aflhnappinn til að kveikja á Foot Flow.
ATHUGAÐU: Tækið mun ræsa sig í handvirkri stillingu (P1) og á titringshraða 6
3. Stilltu titringshraðann eftir þörfum með + og - hnöppunum
4. Bættu við hita, ef óskað er, með því að ýta á hitahnappinn tvisvar fyrir lágan hita, 1. stig, ýttu aftur fyrir 2. stig. Gefðu fótaplötunum eina til tvær mínútur til að hitna að fullu.
5. Sestu aftur og slakaðu á. Tækið slekkur sjálfkrafa á sér eftir 15 mín. Í slökktum ham mun þessi vara nota rafmagn á hraða 0,2W.

6. Hægt er að gera hlé á tækinu (með hlé/keyrhappinum) eða slökkva á því (með aflhnappinum) hvenær sem er.

ATHUGAÐU: Öllum aðgerðum er hægt að stjórna annað hvort með fjarstýringunni eða hnöppunum á tækinu. Ráðlagður notkunartími er 15 mín.

Að nota aðgerðirnar

Til að velja aðgerð skaltu fyrst kveikja á tækinu og ýta síðan á hnappinn Aðgerð þar til annað hvort P2 eða P3 birtist á skjánum. Báðar aðgerðir eru 15 mínútur að lengd og munu sjálfkrafa breyta styrkleikastillingunum í gegnum aðgerðina fyrir endurnærandi meðferð.

Að skipta um rafhlöðu í fjarstýringunni

1. Fjarlægðu skrúfuna aftan á fjarstýringunni
2. Opnaðu rafhlöðuhólfnið og fjarlægðu rafhlöðuna
3. Settu nýja CR2032 rafhlöðu í með + merkið upp
4. Lokaðu hólfinu og settu skrúfuna aftur í.

Að hreinsa tækið þitt

- Gakktu úr skugga um að tækið sé tekið úr sambandi við hvaða aflgjafa sem er og látið kólna áður en það er hreinsað. Notið aðeins mjúkan og svolítið rakan svamp við þrífín.
- Látið aldrei vatn eða annan vökva komast í snertingu við tækið.
- Aldrei má sökkva tækinu á kaf í vökva við þrífín.
- Aldrei má nota slípiefni, burstu, gler-/húsgagnahreinsi, málningarþýnni o.s.frv. við þrífín.

Geymsla

Geymið tækið í umbúðunum eða á öruggum, þurrum og svölum stað. Til að forðast straumrof, EKKI vefta rafmagnssnúrunni utan um tækið. EKKI skal hengja tækið upp á rafmagnssnúrunni.

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN. GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR TIL SÍÐARI NOTA.

- Takið tækið ALLTAF úr sambandi við rafmagn um leið og notkun er lokið og fyrir þríf. Til að slökkva á tækinu og ganga frá því skal setja alla stjórnhnappa í stöðuna „OFF“ (slökkt) og taka snúruna úr sambandi við aflgjafa.
- ALDREI skal skilja tækið eftir eftirlitslaust á meðan það er í sambandi. Takið tækið úr sambandi við rafmagnsinnstungu þegar það er ekki í notkun og áður en hlutar þess eða fylgihlutir eru settir á.
- Þetta tæki hentar 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu ef viðkomandi er undir eftirliti eða hefur fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilur hættuna sem felst þar í. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn skulu ekki sinna þrífum og viðhaldi án eftirlits.
- Ekki skal staðsetja eða geyma tækið þar sem það getur dottið eða dregist ofan í baðkar eða vask. Ekki skal setja eða missa tækið ofan í vatn eða annan vökva.

- EKKI skal taka upp tæki sem hefur dottið ofan í vatn eða annan vökva. Takið tækið tafarlaust úr sambandi. Haldið tækinu þurru – EKKI má nota tækið ef það er blautt eða rakt.
- ALDREI má stinga pinnum, málmfestingum eða hlutum inn í tækið eða nokkurt op.
- Notið tækið eingöngu í þeim fyrirhugaða tilgangi sem hér kemur fram. NOTIÐ EKKI aukabúnað sem HoMedics hefur ekki mælt með.
- ALDREI má nota tækið ef rafmagnssnúran eða tengillinn er skemmdur, ef tækið virkar ekki rétt, ef tækið hefur dottið eða skemmst eða ef það hefur lent í vatni. Skilið tækinu til þjónustuaðila HoMedics til skoðunar og viðgerðar.
- Ofnotkun getur leitt til of mikils hitnunar á vörnunni og styttri endingartíma. Ef þetta gerist, hættu notkun og leyfðu tækinu að kólna áður en það er notað aftur.
- Ef varan verður of heit, slökktu á henni við aðalrofa og hafðu samband við þjónustumiðstöð HoMedics.
- Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum flötum.
- EKKI má nota tækið á svæðum þar sem efni á úðabrusum eru í notkun eða súrefnisgjöf fer fram.
- EKKI má nota tækið undir teppi eða kodd. Slíkt getur orsakað ofhitnun í tækinu, sem gæti leitt til íkvikunar, raflosts eða slysa á fólki.
- EKKI má halda á tækinu með því að grípa um snúruna eða nota snúruna sem handfang.
- Ekki láta snúruna liggja undir teppum. Ekki hylja snúruna með mottum, hlaupateppum eða svipuðum ábreiðum. Ekki leggja snúruna undir húsgögn eða tæki. Raðaðu snúrunni þannig að hún sé ekki á umferðarsvæðum þar sem hægt er að hrasa um hana.
- EKKI má nota tækið utandyra.
- Þessi vara notar 220–240 V riðstraumsafl.
- Tækið má aðeins nota með aflgjafaeyningunni sem fylgir tækinu.
- EKKI reyna að gera við tækið. Í tækinu eru engir hlutir sem notandi getur gert við. Allar viðgerðir á þessu tæki verða að fara fram hjá viðurkenndum

þjónustuaðila HoMedics.

- EKKI má sitja eða standa á fótaplötunum. Aðeins skal nota tækið þegar það er staðsett á gólfinu og notandinn situr.
- Heildar þyngdarmörk fyrir þessa vöru er 20 kg.
- Gætið þess að loka aldrei loftopum á tækinu. Haldið loftopum lausum við ló, hár og annað slíkt.
- Ef heilsufarstengdar spurningar vakna skal hafa samráð við lækni áður en tækið er notað.
- Barnshafandi konur, fólk með sykursýki og fólk sem notar gangráð ætti að hafa samráð við lækni áður en tækið er notað. Ekki er mælt með notkun fyrir einstaklinga með skynjunargalla, þar með talið sykursýkistaugakvilla.
- Notið tækið EKKI á ungbörn, fólk með fötlun eða sofandi eða rænulausa manneskju.
- Þetta tæki ætti ALDREI að vera notað af einstaklingum sem þjást af líkamlegum kvillum sem takmarka getu þeirra til að stjórna tækinu eða sem hafa skyntruflanir í neðri hluta líkamans.
- Notið tækið ALDREI beint á bólgin svæði eða útbrot.
- Notkun tækisins á að vera ánægjuleg og þægileg. Ef sársauki eða óþægindi gera vart við sig skal hætta notkun og hafa samband við lækni.
- Tækið kemur EKKI í stað læknisheimsóknar eða -meðferðar.
- Notið tæki ekki lengur en í þann tíma sem mælt er með.
- Notið tæki EKKI rétt áður en lagst er til svefns. Nuddið hefur örvasandi áhrif og gæti tafið fyrr svefni.
- Beitið aðeins vægum krafti á fótaplöturnar til þess að forðast hættu á meiðslum.
- Gætið þess að öllu hári, fatnaði og skartgripum sé ávallt haldið frá fótaplötunum.
- Á tækinu eru yfirborðsfletir sem hitna. Einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir hita ættu að sýna fyllstu aðgát við notkun.
- Haldið börnum og gæludýrum frá tækinu.
- Tækið er hannað til notkunar á fótum, notið það aldrei á bak, mjaðmir, hals eða aðra líkamshluta.
- Ef ofangreindum leiðbeiningum er ekki fylgt getur

það leitt til íkviknunar eða meiðsla.

3 ÁRA ÁBYRGÐ

FKA Brands Ltd. ber ábyrgð á vörinni hvað varðar efnis- og smíðagalla í 3 ár frá kaupdegi, nema að því leyti sem greint er frá hér fyrir neðan. Þessi vöruábyrgð frá FKA Brands Ltd. nær ekki yfir skemmdir sem rekja má til rangrar notkunar eða misnotkunar, slyss, notkunar óheimils aukabúnaðar, breytinga á vörinni eða hvers kyns annarra aðstæðna sem FKA Brands Ltd. hefur ekki stjórn á. Þessi ábyrgð gildir aðeins ef varan er keypt og notuð í Bretlandi/Evrópusambandinu. Ábyrgðin nær ekki yfir vöru sem þarf að breyta eða aðlaga að einhverju leyti til að unnt sé að nota hana í öðru landi en því sem hún var hönnuð fyrir, framleidd, samþykkt og/eða notkun hennar heimiluð fyrir, né heldur yfir viðgerðir á vöru sem skemmt hefur af völdum slíkra breytinga. FKA Brands Ltd. ber ekki ábyrgð á neinu tilfallandi, afleiddu eða sértæku tjóni.

Til að unnt sé að framkvæma viðgerð á vörinni sem fellur undir ábyrgð skal skila vörinni til þjónustuaðila á viðkomandi svæði (póstburðargjald greiðist af notanda) ásamt dagsettri sölukvittun (til að sanna að kaup hafi átt sér stað). Eftir móttöku vörunnar sér FKA Brands Ltd. um viðgerð hennar eða skiptir henni út, eftir því hvort við á, og sendir hana til baka til notanda (póstburðargjald greiðist af notanda). Viðgerðir samkvæmt ábyrgð fara aðeins fram gegnum þjónustuaðila HoMedics. Viðgerðir sem framkvæmdar eru af öðrum aðila en þjónustuaðila HoMedics ógilda ábyrgðina. Þessi ábyrgð hefur engin áhrif á lögboðin réttindi þín.

Kynntu þér upplýsingar um þjónustuaðila HoMedics á hverjum stað á www.homedics.co.uk/servicecentres

Merking fyrir raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE-merking)

 Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru má ekki farga með öðru heimilisorpi í neinum ESB-ríkjanna. Til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á umhverfið eða heilsu fólks vegna eftirlitslausrar förgunar úrgangs skal endurvinnna vöruna til að ýta undir sjálfbæra endurnýtingu efna. Til að skila notuðu tæki skal nota viðeigandi skila- og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðila vörunnar. Söluaðilinn sér um að skila vörinni til umhverfisvænnar endurvinnslu.

Rafhliððutílskipun

 Þetta tákn gefur til kynna að ekki má fleygja rafhlöðum í heimilisorp þar sem þær innihalda efni sem geta skaðað umhverfið og heilsuna. Vinsamlegast fargið rafhlöðum á þar til gerðum söfnunarstöðum.

CECHY PRODUKTU

1. Pilot zdalnego sterowania
2. Wibrujące płytki na stopy
3. Wyświetlacz cyfrowy
4. Zasilacz sieciowy z wymiennymi stykami
5. Gniazdo jack



- Wybierz odpowiednie gniazdo (UK/UE).
- Ustaw gniazdo w tym kierunku.
- Z tyłu gniazda znajdują się trzy wypustki.
- Włóż trzy wypustki do trzech szczelin w adapterze.
- Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ZABLOKOWAĆ.
- NACISNIJ, a następnie obróć gniazdo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby OTWORZYĆ.



PRZYCISKI STERUJĄCE I WYŚWIETLACZ CYFROWY

Przyciski sterujące

- ⏻ Zasilanie** – Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie
- P** **Program** – Naciśnij raz, aby wybrać tryb ręczny P1, lub ponownie, aby wybrać program P2 lub P3
- ⏸** **Pauza / Uruchom** – Naciśnij, aby wstrzymać lub ponownie uruchomić bieżący program
- **Minus** – Naciśnij, aby zmniejszyć prędkość (działa tylko w trybie ręcznym)
- +** **Plus** – Naciśnij, aby zwiększyć prędkość (działa tylko w trybie ręcznym)
- 🔥** **Ciepło** – Naciśnij dwa razy, aby włączyć niskie ciepło (poziom 1), a następnie ponownie, aby włączyć poziom 2

Objaśnienie wyświetlacza cyfrowego

- P1** Tryb ręczny P1
- 06** Prędkość wibracji 6

UWAGA: W trybie ręcznym można regulować prędkość wibracji za pomocą przycisków + i -

- 14** pozostało 14 minut
- 09** Prędkość wibracji 9

UWAGA: Cały wyświetlacz będzie migać, gdy urządzenie zostanie wstrzymane

- | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| HE Ciepło | HE Ciepło | HE Ciepło |
| 00 WYŁ. | 01 poziom 1 | 02 poziom 2 |

- P2** Program P2
- 18** Prędkość wibracji 18

UWAGA: Po wybraniu programu P2 lub P3 prędkość wibracji będzie się zmieniać automatycznie w trakcie trwania programu

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usunąć wszystkie materiały pakujące
2. Zdjąć plastikową taśmę ochronną z pilota zdalnego sterowania, aby aktywować baterię
3. Wsuń do końca odpowiednie styki do wtyczki zasilacza sieciowego, albo 3-stykowe GB, albo 2-stykowe EU.
4. Wsuń końcówkę typu jack kabla do gniazda typu jack z tyłu urządzenia.
5. Połóż urządzenie Foot Flow na podłodze przed krzesłem, upewniwszy się, że powierzchnia jest płaska i wypoziomowana
6. Podłącz zasilacz sieciowy do pobliskiego gniazdka sieciowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Usiądź na fotelu i połóż stopy na przeznaczonych do tego płytkach na stopy. Nigdy nie stawaj na płytkach ani nie używaj urządzenia tylko po jednej stronie.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
UWAGA: Urządzenie uruchomi się w trybie ręcznym (P1) i przy prędkości wibracji 6
3. Dostosuj prędkość wibracji za pomocą przycisków + i -
4. W razie potrzeby włącz nagrzewanie: naciśnij przycisk ciepła dwa razy, aby włączyć niskie ogrzewanie, poziom 1, a potem naciśnij ponownie, jeśli chcesz włączyć poziom 2. Odczekaj minutę lub dwie, aż płytki na stopy całkowicie się rozgrzeją.

5. Usiądź i odpręż się. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach. W trybie wyłączenia ten produkt zużyje moc wynoszącą 0,2 W.
6. Urządzenie można w każdej chwili wstrzymać (przycisk pauzy/uruchomienia) lub wyłączyć (przycisk zasilania).

UWAGA: Za pomocą pilota zdalnego sterowania lub przycisków na urządzeniu można sterować wszystkimi funkcjami. Zalecany czas użytkowania wynosi 15 min.

Korzystanie z programów

Aby wybrać program, najpierw włącz urządzenie, a następnie naciskaj przycisk Program, aż na wyświetlaczu pojawi się P2 lub P3. Oba programy trwają 15 minut i będą automatycznie modyfikować ustawienia intensywności w całym programie na potrzeby wspomagania leczenia.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

1. Wykręć śrubę z tyłu pilota zdalnego sterowania.
2. Otwórz pokrywę i wyjmij baterię.
3. Włóż nową baterię CR2032 z oznaczeniem + skierowanym do góry.
4. Zamknij pokrywę i wkręć śrubę.

Czyszczenie urządzenia

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od wszelkich źródeł zasilania i odczekać do czasu jego schłodzenia. Czyścić wyłącznie miękką, lekko zwilżoną gąbką.
- Urządzenie nie może nigdy wchodzić w kontakt z wodą ani innymi płynami.
- Nie czyścić poprzez zanurzenie w jakimkolwiek płynie.
- Do czyszczenia nie korzystać z czyściw ściernych, szczotek, środków do polerowania szkła/mebli, rozcieńczalników do farb itp.

Przechowywanie

Urządzenie należy umieścić w pudełku w bezpiecznym i suchym miejscu. Aby uniknąć uszkodzenia, NIE NALEŻY owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia. NIE NALEŻY wieszać urządzenia za przewód.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- **ZAWSZE** należy odłączać urządzenie od źródła zasilania niezwłocznie po użyciu lub przed czyszczeniem. Aby odłączyć przewód zasilający, należy ustawić wszystkie przełączniki w pozycji „OFF” (Wył.), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- NIE WOLNO pozostawiać urządzenia podłączonego do instalacji elektrycznej bez nadzoru. Urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używane oraz przed montażem lub demontażem części lub końcówek.
- To urządzenie nadaje się do użytku przez osoby od 8. roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub niemające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, jeśli będą to robiły pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o obsłudze urządzenia w sposób bezpieczny i o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzenia. Zabrania

się dzieciom zabawy urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki. Nie wolno zanurzać ani upuszczać urządzenia do wody ani do żadnej innej cieczy.
- NIE chwycić urządzenia, które zostało upuszczone do wody lub innych płynów. Należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej. Urządzenie należy utrzymywać w suchym stanie – NIE WOLNO użytkować go w wilgotnych warunkach.
- NIGDY nie wolno wkładać pinezek ani innych metalowych łączników do urządzenia ani jakichkolwiek otworów.
- Urządzenia należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. NIE WOLNO korzystać z akcesoriów nie polecanych przez HoMedics.
- NIGDY nie używać urządzenia, jeśli jego wtyczka lub przewód są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, zanurzone w wodzie lub przecieka. Należy przekazać urządzenie do naprawy do centrum napraw HoMedics.
- Zbyt intensywna eksploatacja może doprowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Jeśli produkt nadmiernie się nagrzewa, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym firmy HoMedics.
- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do rozgrzanych powierzchni.
- NIE korzystać z urządzenia w miejscach stosowania aerozoli (sprayów) lub dozowania tlenu.
- NIE WOLNO korzystać z urządzenia pod kocem lub poduszką. Może to spowodować nadmierne

- przegrzanie i pożar, porażenie prądem lub uraz ciała.
- NIE przenosić urządzenia, trzymając bezpośrednio za przewód ani nie używać przewodu jako uchwytu.
 - Nie należy prowadzić przewodów pod dywanami i wykładzinami. Nie należy przykrywać przewodów narzutami, dywanikami ani innymi nakryciami. Nie należy prowadzić przewodów pod meblami ani urządzeniami. Przewody należy prowadzić z daleka od powierzchni przewodnych, aby uniknąć potykania się.
 - NIE WOLNO używać produktu na terenach otwartych.
 - Ten produkt wymaga zasilania 220-240 V AC.
 - Urządzenie należy używać wyłącznie z jednostką zasilającą dostarczoną z urządzeniem.
 - NIE naprawiać urządzenia samodzielnie. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy. Wszelkie działania serwisowe na tym urządzeniu muszą być przeprowadzane przez autoryzowane centrum napraw HoMedics.
 - NIE NALEŻY siadać ani stawać na płytkach na stopy. Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy stoi ono na podłodze, a użytkownik siedzi.
 - Limit masy całkowitej dla tego produktu wynosi 20 kg.
 - Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Otwory wentylacyjne należy oczyszczać z kłacek, włosów itp.
 - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z lekarzem.
 - Kobiety w ciąży, diabetycy bądź osoby posiadające rozrusznik serca przed użyciem urządzenia powinny skontaktować się z lekarzem. Produkt nie jest zalecany dla osób z zaburzeniami czucia, w tym neuropatią cukrzycową.
 - NIE stosować produktu u niemowląt, osób niepełnosprawnych ani nieprzytomnych lub śpiących.
 - Urządzenia NIGDY nie mogą używać osoby cierpiące na schorzenia powodujące niezdolność do obsługi przyrządów regulacji lub upośledzenie czucia w dolnych partiach ciała.
 - NIGDY nie należy przeprowadzać zabiegów na obszarach ciała, które są opuchnięte lub na których występują stany zapalne lub rany.
 - Używanie tego produktu powinno być przyjemne i komfortowe. W przypadku pojawienia się bólu lub uczucia dyskomfortu, należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.
 - NIE WOLNO używać jako zamiennika dla opieki lekarskiej.
 - Nie używać dłużej niż przez czas zalecany.
 - NIE używać przed pójściem spać. Masaż ma efekt stymulujący i może opóźniać zasypianie.
 - Na płytki na stopy należy naciskać tylko delikatnie, aby wyeliminować ryzyko obrażeń.
 - Zawsze należy upewnić się, że włosy, odzież i biżuteria znajdują się z dala od płytek.
 - Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
 - Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.
 - Urządzenie jest przeznaczone do stóp, nigdy nie używaj go na plecach, biodrach, szyi lub innych częściach ciała.
 - Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować pożar lub obrażenia ciała.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiegokolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/ lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw HoMedics. Naprawianie tego produktu przez jakiegokolwiek inny podmiot poza centrum napraw HoMedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych. Lokalne centrum napraw HoMedics można znaleźć na stronie internetowej www.homedics.co.uk/servicecentres

Objaśnienie WEEE

 Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Dyrektywa dot. baterii


 Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

A TERMÉK RÉSZEI

1. Távirányító
2. Rezgő talplemezek
3. Digitális kijelző
4. Cserélhető érintkezőkkel felszerelt hálózati adapter
5. Csatlakozóaljzat



- Válassza ki a szükséges aljzatot (UK/EU).
- Helyezze az aljzatot ebbe az irányba.
- Az aljzat hátulján három fül található.
- Helyezze a három fület az adapter három nyílásába.
- Fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba a ZÁRÁSHOZ.
- NYOMJA MEG, majd fordítsa az aljzatot az óramutató járásával ellentétes irányba a NYITÁSHOZ.



VEZÉRLŐGOMBOK ÉS A DIGITÁLIS KIJELZŐ

Vezérlőgombok

- ⏻ Bekapcsológomb** – Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a készüléket
- P Programválasztás** – Egyszeri megnyomásával kiválaszthatja a P1 kézi módot, újból megnyomásával pedig a P2 vagy a P3 programot
- ⏸ Szüneteltetés/lejátszás** – Megnyomásával szüneteltetheti vagy újraindíthatja az aktuális programot
- Mínusz** – Megnyomásával csökkentheti a sebességet (csak kézi módban működik)
- +** Plusz – Megnyomásával növelheti a sebességet (csak kézi módban működik)
- 🔥 Fűtés** – Kétszeri megnyomásával beállíthatja az alacsony hőfokot (1. szint), újbóli megnyomásával pedig a 2. szintet

A digitális kijelző ismertetése

P1 P1 kézi mód
06 6. rezgési sebesség
MEGJEGYZÉS: Kézi módban a + és a – gombbal állíthatja be a rezgési sebességet

14 A hátralévő idő 14 perc
09 9. rezgési sebesség

MEGJEGYZÉS: A program szüneteltetése esetén a teljes kijelző villog

HE Fűtés **HE** Fűtés **HE** Fűtés
00 KI **01** 1. szint **02** 2. szint

P2 P2 program
18 18. rezgési sebesség
MEGJEGYZÉS: A P2 vagy a P3 program kiválasztása esetén a rezgési sebesség automatikusan változik a program során

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el a csomagolást.
2. Az akkumulátor aktiválásához távolítsa el a távirányítón lévő műanyag védőszalagot.
3. Ütközésig csúsztassa a megfelelő érintkezőket (GB: 3 érintkező, EU: 2 érintkező) a hálózati adapter csatlakozójába.
4. Helyezze a kábel csatlakozódugóját a készülék hátoldalán kialakított csatlakozóaljzatba.
5. Helyezze a Foot Flow talpmasszírozót a széke elé, ügyelve arra, hogy a padló sima és vízszintes legyen.
6. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy közelben lévő hálózati aljzatba.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. Üljön egy székre, majd helyezze mindkét lábát a talplemezekre. Soha ne álljon rá a talplemezekre, és ne használja csak a készülék egyik oldalát.
2. A Foot Flow bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
MEGJEGYZÉS: A készülék kézi módban (P1) és 6. rezgési sebességen indul el.
3. Szükség szerint a + és a – gombbal állítsa be a rezgési sebességet.
4. Igény szerint kapcsolja be a fűtést: a fűtés gomb kétszeri megnyomásával beállíthatja az alacsony, 1. szintű fűtést, újbóli megnyomásával a 2. szintet. A talplemezek egy-két perc alatt melegednek fel teljesen.

5. Dőljön hátra, és lazítson. A készülék 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Kikapcsolt állapotában a termék 0,2 W energiát fogyaszt.
6. A készüléket bármikor szüneteltetheti (a szüneteltetés/lejátszás gombbal) vagy kikapcsolhatja (a bekapcsológombbal).

MEGJEGYZÉS: Minden funkció vezérelhető a távirányítóval vagy a készüléken lévő gombokkal. Az ajánlott alkalmazási idő 15 perc.

A programok használata

A kívánt program kiválasztásához először kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a Programválasztás gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a P2 vagy a P3 felirat. Mindkét program 15 percig tart, és az élenkítő kezelés érdekében mindvégig automatikusan változtatja az intenzitási beállításokat.

A távirányítóban lévő elem cseréje

1. Távolítsa el a távirányító hátoldalán lévő csavart.
2. Nyissa fel a fedelet, és vegye ki az elemet.
3. Helyezzen be egy új CR2032 elemet úgy, hogy a + jel nézzen felfelé.
4. Zárja le a fedelet, és helyezze vissza a csavart.

A készülék tisztítása

- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy az eszköz nem csatlakozik-e semmilyen áramforráshoz, és hagyja kihűlni a készüléket. Kizárólag puha, enyhén nedves szivaccsal tisztítsa.
- Ne hagyja, hogy a termék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
- Ne merítse semmilyen folyadékba a tisztításhoz.
- Ne használjon súrolószert, keféet, üveg-/bútortisztítót, festékhígítót stb. a tisztításhoz.

Tárolás

Tartsa a készüléket a dobozában vagy biztonságos, száraz, hűvös helyen. A tápkábel megtörésének elkerülése érdekében NE tekerje a kábelt a készülék köré. NE akassza fel a készüléket a kábelnél fogva.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓT. AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG, MERT A JÖVŐBEN IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

- MINDIG azonnal húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból a használatot követően, és a tisztítást megelőzően. Minden gombot állítson OFF (KI) helyzetbe, majd húzza ki a dugót az aljzatból.
- SOHA ne hagyja a bedugott készüléket felügyelet nélkül. Húzza ki az aljzatból, ha nem használja, valamint alkatrészecskék vagy kiegészítők fel- és leszerelése előtt.
- Az eszközt kizárólag 8 év feletti személyek használhatják, és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akiknek nincs kellő tapasztalata és ismerete, csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy ha útmutatást kaptak az eszköz biztonságos használatához, és megértették a lehetséges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Felnőtt személy felügyelete nélkül gyermekek nem

végezhetik el a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.

- Ne tárolja a készüléket olyan helyen, illetve ne helyezze olyan helyre, ahonnan leeshet, vagy ahonnan vízbe (fürdőkádba, mosogatóba) eshet. Ne tegye vagy ne dobja bele vízbe vagy más folyadékba.
- NE nyúljon a készülék után, ha az vízbe vagy más folyadékba esett. Azonnal kapcsolja le az áramot, és húzza ki a készüléket. Tartsa szárazon – NE használja nedves vagy nyirkos környezetben.
- SOHA NE dugjon tűt vagy más fémből készült eszközt a készülékbe vagy annak bármely nyílásába.
- A készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtak szerint használja. NE használjon a HoMedics által nem javasolt kiegészítőket.
- SOHA NE használja a készüléket, ha annak vezetéke vagy dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, illetve ha vízbe esett. Juttassa vissza a HoMedics szervizközpontba vizsgálatra és javításra.
- A túlzott használat a készülék túlzott felmelegedéséhez és rövidebb élettartamához vezethet. Ez esetben fejezze be a használatot, és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használatba venné.
- Ha a készülék túlzottan forró, kapcsolja ki a tápellátást, és forduljon a HoMedics szervizközpontjához.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől.
- NE használja olyan helyen, ahol aeroszolt (sprayt) használnak, illetve ahol oxigént juttatnak a környezetbe.
- NE használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- NE vigye a készüléket a vezetéknel fogva, és ne használja a vezetéket markolatként.
- Ne vezesse a hálózati kábelt szőnyeg alatt. Ne takarja el a kábelt szőnyeggel, futószőnyeggel vagy hasonló tárggyal. Ne vezesse a kábelt bútor

- vagy elektromos készülék alatt. Ne helyezze a kábelt olyan forgalmas helyre, ahol emberek felbotolhatnak benne.
- NE használja a szabadban.
 - A készülék 220-240 V AC tápellátást igényel.
 - A készüléket csak a készülékkel együtt biztosított tápegységgel szabad használni.
 - NE próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Az eszközben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék szervizelését kizárólag a HoMedics hivatalos szervizközpontja végezheti.
 - NE üljön és NE álljon rá a talplemezekre. Használatához mindenképpen helyezze a padlóra a készüléket, és helyezkedjen el ülő helyzetben.
 - A termék teljes terhelhetősége 20 kg.
 - Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokba ne kerüljön szősz, haj stb.
 - Ha bármilyen egészségügyi aggálya van, a készülék használata előtt forduljon orvosához.
 - Ha terhes, cukorbeteg, illetve szívritmus-szabályozóval rendelkezik, a készülék használata előtt forduljon orvosához. Diabéteszes neuropátiában és hasonló szenzoros betegségben szenvedők számára a készülék használata nem javasolt.
 - NE használja csecsemőn, rokkant, alvó vagy eszméletlen személyen.
 - A készüléket SOHA NE használja olyan személy, akinek fizikai gyengesége korlátozhatja a kezelőszervek megfelelő használatát, vagy a teste alsó részén érzékelési hiányosságokkal küzd.
 - SOHA NE használja közvetlenül megdagadt vagy begyulladt területeken, illetve kiütéses bőrön.
 - A készülék használatának kellemes és kényelmes érzést kell nyújtania. Fájdalom és kellemetlenség esetén hagyja abba a készülék használatát, és forduljon háziorvosához.
 - NE használja orvosi kezelések helyett.
 - Ne használja a javasoltnál hosszabb ideig.
 - NE használja lefekvés előtt. A masszázsnak stimuláló hatása van, és késleltetheti az elalvást.
 - Sérülés elkerülése végett csak minimális erőt fejtsen ki a talplemezekre.
 - Győződjön meg arról, hogy haj, ruha és ékszer sosem kerül a talplemezek közelébe.
 - A készülék forró felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyek legyenek óvatosak a készülék használatakor.
 - A gyermekeket és a háziállatokat tartsa a készüléktől távol.
 - A készüléket a lábfejek kezelésére tervezték, soha ne használja a hátán, csípőjén, nyakán vagy más testrészén.
 - A fent leírtak be nem tartása esetén tűz- és balesetveszéllyel kell számolni.

3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 3 évig garantálja annak anyag- és megmunkálási hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károkra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjének, mint amelyekhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért.

Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a HoMedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a HoMedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait.

A helyi HoMedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg:

www.homedics.co.uk/servicecentres

A WEEE magyarázata

 Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékéltelvezésből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átvesszik a készüléket a környezetbarát újrahazsírítás céljából.

Elemekre vonatkozó irányelv

 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Dálkové ovládání
2. Vibrační plošky pro chodidla
3. Digitální displej
4. Síťový adaptér s vyměnitelnými kolíky
5. Zdička pro konektor typu jack



2

TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ A DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Tlačítka ovládání

- ⏻** **Napájení** – stisknutím zapínáte a vypínáte zařízení
- P** **Program** – jedním stisknutím vyberete ruční režim P1 a dalším stisknutím vyberete program P2 nebo P3
- ⏸** **Pozastavení/spuštění** – stisknutím pozastavíte nebo opětovně spustíte aktuální program
- **Minus** – stisknutím snížíte rychlost (funguje pouze v ručním režimu)
- +** **Plus** – stisknutím zvýšíte rychlost (funguje pouze v ručním režimu)
- 🔊** **Vyhřívání** – stiskněte dvakrát pro slabé vyhřívání (úroveň 1) a znovu pro úroveň 2.

Co se zobrazuje na digitálním displeji

P1 Ruční režim P1

06 Rychlost vibrací 6

POZNÁMKA: V ručním režimu můžete rychlost vibrací seřídit pomocí tlačítek + a –.

14 Zbývá 14 minut

09 Rychlost vibrací 9

POZNÁMKA: Při pozastavení zařízení se celý displej rozblíká

HE Vyhřívání

00 VYPNUTO

HE Vyhřívání

01 úroveň 1

P2 Program P2

18 Rychlost vibrací 18

POZNÁMKA: Když je zvolen program P2 či P3, bude se rychlost vibrací v průběhu programu automaticky měnit.

HE Vyhřívání

02 úroveň 2

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Sejměte veškerý obalový materiál.
2. Vytáhnutím plastového ochranného proužku z dálkového ovladače zapojte baterii.
3. Plně zasuňte příslušné kolíky do zásuvky síťového adaptéru, buď 3kolíkového pro Velkou Británii, nebo 2kolíkového pro EU.
4. Zasuňte konec kabelu s konektorem jack do jeho zdičky na zadní straně zařízení.
5. Položte masážník chodidel na podlahu před židli a dbejte na to, aby se jednalo o plochy a vodorovný povrch.
6. Zasuňte síťový adaptér do blízké síťové zásuvky.

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Posadte se na židli a nohy položte na plošky pro chodidla. Nikdy nestůjte na ploškách pro chodidla ani nepoužívejte pouze jednu stranu zařízení.
2. Stisknutím tlačítka napájení masážník chodidel zapněte.
POZNÁMKA: Zařízení se spustí v ručním režimu (P1) a s rychlostí vibrací 6.
3. Nastavte rychlost vibrací dle potřeby pomocí tlačítek + a –.
4. V případě potřeby přidejte teplo dvojnásobným stisknutím tlačítka vyhřívání pro slabé vyhřívání, úroveň 1, a dalším stisknutím pro úroveň 2. Vyčkejte jednu nebo dvě minuty, aby se plošky pro chodidla plně zahřály.
5. Posadte se a uvolněte se. Zařízení se automaticky vypne po uplynutí 15 minut. V režimu vypnuto bude tento produkt spotřebovávat energii rychlostí 0,2W.

6. Zařízení lze kdykoli pozastavit (pomocí tlačítka pozastavení/spuštění) nebo vypnout (pomocí tlačítka napájení).

POZNÁMKA: Všechny funkce lze ovládat buď dálkovým ovladačem, nebo pomocí tlačítek na zařízení. Doporučená doba použití činí 15 minut.

Používání programů

Pro výběr programu nejprve zařízení zapněte a poté stiskněte tlačítko Program, dokud se na displeji nezobrazí P2 nebo P3. Oba programy mají délku 15 minut a automaticky ve svém průběhu mění nastavení intenzity pro náležitě povzbuzující péči.

Výměna baterie dálkového ovladače

1. Vyšroubujte šroub ze zadní strany dálkového ovladače.
2. Otevřete kryt a vyjměte baterii.
3. Vložte novou baterii CR2032 tak, aby značka + směřovala nahoru.
4. Zavřete kryt a zašroubujte šroub na místo.

Čištění zařízení

- Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od napájení a nechte jej vychladnout. Zařízení čistěte jen měkkou a lehce navlhčenou houbičkou.
- Zabraňte jakémukoli styku zařízení s vodou nebo jinými kapalinami.
- Nečistěte jej ponořením do žádné kapaliny.
- K čištění nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky, kartáče, přípravky na leštění skla/nábytku ani ředidla barev.

Uchovávání

Zařízení uchovávejte v krabici nebo na bezpečném, suchém, studeném místě. NEOMOTÁVEJTE napájecí kabel kolem zařízení, aby se nezlomil. Jednotku NEZAVĚŠUJTE za kabel.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

- Zařízení VŽDY odpojte z elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním. Při odpojování přepněte všechny ovládací prvky do polohy „VYPNUTO“, poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení zapojené do elektrické zásuvky NIKDY nenechávejte bez dozoru. Odpojte zařízení ze zásuvky, když je nepoužíváte a předtím, než začnete nasazovat a snímat části nebo nástavce.
- Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem či dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou související rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Děti také nesmí bez dozoru provádět čištění a běžnou údržbu zařízení.
- Zařízení neodkládejte a neskladujte na místech, ze kterých může spadnout nebo být staženo do vany nebo umyvadla. Zařízení nepokládejte ani neshazujte do vody či jiné tekutiny.

- NEDOTÝKEJTE SE zařízení, které spadlo do vody nebo jiné tekutiny. Vypněte pojistky a zařízení okamžitě odpojte ze zásuvky. Udržujte zařízení v suchu – NEPOUŽÍVEJTE je ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ do zařízení ani do žádného otvoru nezasunujte špendlíky ani jiné kovové předměty.
- Zařízení používejte k zamýšlenému účelu popsanému v tomto návodu. Používejte POUZE nástavce doporučené společností HoMedics.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte přístroj, který má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, který nefunguje správně, pokud došlo k jeho pádu na zem nebo poškození, k pádu do vody nebo pokud z něho uniká voda. V takovém případě zašlete přístroj do servisního střediska společnosti HoMedics pro kontrolu a opravu.
- Nadměrné používání může vést k přehřívání a zkrácení životnosti produktu. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a nechte jej před dalším použitím vychladnout.
- Pokud se vám zdá, že se přístroj příliš zahřívá, odpojte jej z elektrické zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti HoMedics.
- Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od rozehřátých povrchů.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na místech, kde jsou používány aerosoly (spreje) nebo kyslík.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE pod pokrývkou ani polštářem. Případné přehřátí by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění.
- NEPŘENÁŠEJTE toto zařízení držením za šňůru ani ji nepoužívejte pro uchopení.
- Napájecí kabel nevedte pod kobercem. Napájecí kabel nezakrývejte koberečky, běhouny ani jinými krycími prvky. Napájecí kabel nevedte pod nábytkem ani spotřebiči. Napájecí kabel nevedte do míst, kudy se hodně chodí, aby o něj nikdo nezakopl.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE venku.

- Tento produkt vyžaduje 220-240 V střídavého proudu.
- Spotřebič smí být používán pouze s napájecí jednotkou dodanou se spotřebičem.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravovat. Neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Veškeré opravy tohoto zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko HoMedics.
- NESEDEJTE ani NESTOUEJTE na plošky pro chodidla. Jednotku je třeba používat pouze tehdy, když stojí na podlaze a uživatel sedí.
- Celková hmotnost tohoto výrobku činí 20 kg.
- V žádném případě neblokujte ventilační otvory zařízení. Udržujte ventilační otvory bez chuchvalců, vlasů atd.
- Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.
- Těhotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorem by se měly před použitím tohoto přístroje poradit s lékařem. Nedoporučeno osobám se senzorickými poruchami včetně diabetické neuropatie.
- NEPOUŽÍVEJTE u malých dětí, invalidních nebo spících osob či osob v bezvědomí.
- Toto zařízení NIKDY nesmí používat osoby trpící fyzickým onemocněním, které omezuje jejich schopnost manipulovat s ovládacími prvky nebo které trpí senzorickou poruchou v dolní části těla.
- Tento přístroj V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte přímo na oteklá nebo zanícená místa nebo místa s kožní vyrážkou.
- Použití tohoto produktu by mělo být příjemné. Pokud se objeví bolesti nebo nepříjemné pocity, přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého lékaře.
- NEPOUŽÍVEJTE jako náhradu lékařské péče.
- Nepoužívejte déle, než je doporučeno.
- NEPOUŽÍVEJTE před spaním. Masáž má stimulující účinky a může oddalovat spánek.
- Na plošky pro chodidla je třeba vyvíjet pouze slabou sílu, aby se eliminovalo riziko zranění.
- Dbejte na to, aby se veškeré vlasy, oblečení a šperky vždy nacházely mimo plošky pro chodidla.
- Zařízení má nahřívanou plochu. Osoby necitlivé vůči teplu musí zařízení používat opatrně.
- Nedovolte dětem a domácím mazlíčkům přibližovat se k zařízení.
- Zařízení je určeno pro chodidla, nikdy jej nepoužívejte na záda, boky, krk nebo jiné části těla.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k požáru nebo zranění.

3 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 3 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.

Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti HoMedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než servisním střediskem společnosti HoMedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Nejbližší servisní středisko společnosti HoMedics najdete na webu www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvětlení k označení WEEE

 Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu produkt recyklujte. Podpořte tím udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použít zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

Pokyny k baterii

 Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterii odevzdejte na určeném sběrném místě.

FUNKCIE PRODUKTU

1. Diaľkový ovládač
2. Vibračné podložky na chodidlá
3. Digitálny displej
4. Sieťový adaptér s výmennými kolíkmi
5. Konektorová zásuvka



- Vyberte potrebnú zásuvku (UK/EU).
- Umiestnite zásuvku týmto smerom.
- Na zadnej strane zásuvky sú tri výstupky.
- Vložte tri výstupky do troch otvorov v adaptéri.
- Otočte v smere hodinových ručičiek pre ZAMKNUTIE.
- STLAČTE a potom otočte zásuvku proti smeru hodinových ručičiek pre OTVORENIE.



OVĽADACIE TLAČIDLÁ A DIGITÁLNY DISPLEJ

Ovládacie tlačidlá

- ⏻ Napájanie** – Stlačením zapnete a vypnete zariadenie
- P Program** – Jedným stlačením zvolíte manuálny režim P1 a ďalším stlačením zvolíte Program P2 alebo P3
- ⏸ Pozastavenie/spustenie činnosti** – Stlačením pozastavíte alebo reštartujete aktuálny program
- Mínus** – Stlačením znížite rýchlosť (funguje len v manuálnom režime)
- + Plus** – Stlačením zvýšite rýchlosť (funguje len v manuálnom režime)
- 🔊 Ohrev** – Dvojnásobným stlačením nastavíte nízky ohrev (úroveň 1) a ďalším stlačením nastavíte úroveň 2

Oboznámenie sa s digitálnym displejom

P1 Manuálny režim P1

06 Rýchlosť vibrácií 6

POZNÁMKA: V manuálnom režime môžete nastaviť rýchlosť vibrácií pomocou tlačidiel + a -

14 14 minút zostávajúcich

09 Rýchlosť vibrácií 9

POZNÁMKA: Keď sa zariadenie pozastaví, celý displej bude blikat

HE Ohrev
00 OFF

HE Ohrev
01 level 1

P2 Program P2

18 Rýchlosť vibrácií 18

POZNÁMKA: Keď sa zvolí program P2 alebo P3, rýchlosť vibrácií sa bude automaticky meniť v rámci celého programu

HE Ohrev
02 level 2

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Odstráňte všetky obaly
2. Odstráňte plastový ochranný pásik z diaľkového ovládača, aby sa aktivovala batéria
3. Úplne zasunite príslušné kolíky do zástrčky sieťového adaptéra, buď 3-kolíkovej pre Veľkú Britániu alebo 2-kolíkovej pre EÚ.
4. Zasuňte koniec konektorovej zástrčky kábla do konektorovej zásuvky na zadnej strane zariadenia.
5. Položte systém Foot Flow na podlahu pred stoličku, pričom sa uistite, že je povrch plochý a vodorovný
6. Zapojte sieťový adaptér do blízkej sieťovej elektrickej zásuvky.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE



1. Posadte sa na stoličku a položte chodidlá na podložky na chodidlá. Nikdy nestojte na podložkách na chodidlá ani nepoužívajte zariadenie len na jednej strane.
2. Stlačením hlavného vypínača zapnete systém Foot Flow.
POZNÁMKA: Zariadenie sa spustí v manuálnom režime (P1) a s rýchlosťou vibrácií 6
3. Rýchlosť vibrácií nastavte podľa potreby pomocou tlačidiel + a -
4. V prípade potreby pridajte ohrev dvojnásobným stlačením tlačidla ohrevu na nastavenie nízkeho ohrevu, úroveň 1, opätovným stlačením na nastavenie úrovne 2. Nechajte minútu alebo dve, aby sa podložky na chodidlá úplne zahriali.

5. Posadte sa a uvoľnite sa. Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach. V režime vypnutia bude tento produkt spotrebovávať energiu rýchlosťou 0,2W.
6. Zariadenie je možné kedykoľvek pozastaviť (pomocou tlačidla pozastavenia/ spustenia činnosti) alebo vypnúť (pomocou hlavného vypínača).

POZNÁMKA: Všetky funkcie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo tlačidiel na zariadení. Odporúčaná čas používania je 15 minút.

Používanie programov

Ak chcete zvoliť program, najprv zapnite zariadenie a potom stláčajte tlačidlo Program, kým sa na displeji nezobrazí P2 alebo P3. Oba programy majú dĺžku 15 minút a automaticky menia nastavenia intenzity v rámci programu na zaistenie osviežujúcej liečby.

Výmena batérie diaľkového ovládača

1. Odskrutkujte skrutku na zadnej strane diaľkového ovládača
2. Otvorte kryt a vyberte batériu
3. Vložte novú batériu CR2032 so značkou + smerujúcou nahor
4. Zatvorte kryt a zaskrutkujte skrutku.

Čistenie zariadenia

- Pred čistením sa uistite, že je zariadenie odpojené od napájania a nechajte ho vychladnúť. Čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou špongiou.
- Nikdy nedovoľte, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do kontaktu so spotrebičom.
- Neponárajte ho do žiadnej tekutiny za účelom vyčistenia.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy, leštidlá na sklo/nábytok, riedidlo na farby atď.

Uskladnenie

Prístroj odložte do škatule alebo na bezpečné, suché a chladné miesto. Aby ste predišli poškodeniu, napájací kábel NEOMOTÁVAJTE okolo spotrebiča. Zariadenie NEVEŠAJTE za kábel.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. TIETO POKYNY SI ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Prístroj VŽDY odpojte od elektrickej siete ihneď po použití a tiež pred čistením. Odpojte ho prepnutím všetkých ovládacích prvkov do polohy „OFF“ (VYP) a potom vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
- Ak je prístroj zapojený do elektrickej siete, NIKDY ho nenechávajte bez dozoru. Od elektrickej zásuvky ho odpojte vždy keď sa nepoužíva a tiež pri pridávaní alebo odoberaní častí alebo vybavenia.
- Toto zariadenie môžu používať osoby vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo získali poučenie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deťom nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali. Deti nesmú prístroj čistiť a vykonávať jeho bežnú údržbu bez dozoru.
- Prístroj neumiestňujte ani neskladujte na mieste, z ktorého môže spadnúť alebo by sa mohol dať

stiahnuť do vane či drezu. Prístroj nevkladajte do vody ani inej tekutiny a zabráňte pádu zariadenia do nej.

- NIKDY nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny. Vypnite elektrické ističe a okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Uchovávajte ho v suchu a NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkých ani mokrych podmienkach.
- Do prístroja ani do žiadneho otvoru NIKDY nevkladajte špendlíky, spinky, alebo iné kovové predmety.
- Tento prístroj nepoužívajte na iný účel, ako je uvedený v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE iné vybavenie ako odporúčané spoločnosťou HoMedics.
- NIKDY nepoužívajte prístroj, ktoré má poškodený kábel alebo zástrčku, ak správne nefunguje, ak spadol alebo bol poškodený, alebo ak spadol do vody. V takom prípade ho zanešte do servisného strediska spoločnosti HoMedics na odskúšanie a opravu.
- Nadmerné používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu a skráteniu životnosti výrobku. V takom prípade prestaňte jednotku používať a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Ak máte pocit, že prístroj sa nadmerne zahrieva, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti HoMedics.
- Kábel udržiavajte mimo vyhrievaných povrchov.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (spreje) alebo kde sa privádza kyslík.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE pod dekou ani vankúšom. Vzniknuté nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Prístroj NENOSTE za kábel, ani kábel nepoužívajte ako rukoväť.
- Napájací kábel nevedte pod kobercom. Napájací kábel neprikrývajte rohožami, behúňmi alebo podobnými predmetmi. Napájací kábel nevedte pod nábytkom alebo spotrebičmi. Napájací kábel neumiestňujte do priestorov so zvýšeným pohybom, kde môže dôjsť k zakopnutiu o kábel.

- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE vonku.
- Tento prístroj sa napája striedavým napätím 220-240 V.
- Spotrebič sa smie používať iba s napájacou jednotkou dodanou so spotrebičom.
- Prístroj sa NEPOKÚŠAJTE opravovať. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Akýkoľvek servis tohto prístroja smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko HoMedics.
- NESADAJTE ani NESTAVAJTE na podlahy na chodidlá. Zariadenie by sa malo používať len vtedy, keď je umiestnené na podlahe a používateľ sedí.
- Celkový hmotnostný limit pre tento výrobok je 20 kg.
- Otvory v prístroji pre prístup vzduchu nikdy nezakrývajte. Otvory udržiavajte bez prachu, vlasov a pod.
- Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto prístroja sa poraďte s lekárom.
- Tehotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorom by sa pred použitím tohto prístroja mali poradiť s lekárom. Neodporúčame ho používať osobám s obmedzenými zmyslovými schopnosťami vrátane diabetickej neuropatie.
- NEPOUŽÍVAJTE ho na deťoch, invalidoch, ani na spiacich osobách alebo osobách v bezvedomí.
- Toto zariadenie nesmie ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ používať osoba trpiaca ochorením, ktoré by ju obmedzilo v schopnosti ovládať ovládacie prvky, alebo ktorá má obmedzené zmyslové schopnosti v dolnej polovici tela.
- Prístroj NIKDY nepoužívajte priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta, ani na ekzémy či kožné vyrážky.
- Používanie výrobku musí byť príjemné a pohodlné. Ak budete cítiť bolesť alebo nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a poraďte sa so svojim lekárom.
- NEPOUŽÍVAJTE ho ako náhradu za lekársku pomoc.
- Prístroj nepoužívajte dlhšie, než je odporúčaná doba.
- NEPOUŽÍVAJTE ho pred spaním. Masáž má stimulačný účinok a môže oddialiť spánok.

- Na podlahy na chodidlá sa smie pôsobiť len miernou silou, aby sa vylúčilo riziko zranenia.
- Dbajte na to, aby sa nikdy nepriblížili vlasy, odev a šperky k podložkám na chodidlá.
- Prístroj má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri jeho používaní veľmi opatrné.
- Zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá nepribližovali k spotrebiču.
- Zariadenie je určené na použitie s chodidlami, nikdy ho nepoužívajte na chrbte, bokoch, krku či iných častiach tela.
- Nedodržanie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu.

3 ROČNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmkoľvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť HoMedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôbenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.

Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplatenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovým. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti HoMedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti HoMedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Lokálne servisné stredisko HoMedics nájdete na stránke www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvetlenie k smernici OEEZ

 Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odnesť do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Pokyny ohľadne batérie

 Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Uzaktan Kumanda
2. Titreşimli Ayaklıklar
3. Dijital Ekran
4. Değiştirilebilir pinlere sahip elektrik adaptörü
5. Jak soketi



KONTROL DÜĞMELERİ VE DİJİTAL EKREN

Kontrol Düğmeleri

- Power** – Cihazı açmak ve kapatmak için basın
- P** **Program** – Manuel Mod P1'i seçmek için bir kez basın, Program P2 veya P3'ü seçmek için tekrar basın
- II** **Durdur / Başlat** – Mevcut programı durdurmak veya tekrar başlatmak için basın
- **Eksi** – Hızı düşürmek için basın (yalnızca Manuel Mod'da çalışır)
- +** **Artı** – Hızı artırmak için basın (yalnızca Manuel Mod'da çalışır)
- III** **Isı** – Düşük ısı için iki kez basın (seviye 1) ve seviye 2 için bir kez daha basın

Dijital Ekranı Anlamak

- P1** Manuel Mod P1
- 06** Titreşim Hızı 6

NOT: Manuel Mod'da, titreşim hızını + ve - düğmeleriyle ayarlayabilirsiniz

- 14** 14 dakika kaldı
- 09** Titreşim Hızı 9

NOT: Cihaz durdurulduğunda tüm ekran yanıp söner

- HE** Isı
- 01** KAPALI
- HE** Isı
- 01** seviye 1
- HE** Isı
- 02** seviye 2


- P2** Program P2
- 18** Titreşim Hızı 18

NOT: Program P2 veya P3 seçiliyken, titreşim hızı program süresince otomatik olarak değişecektir

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalajı çıkarın
2. Pili devreye sokmak için uzaktan kumandadaki plastik koruyucu şeriti çıkarın
3. Uygun pinleri 3 pinli Birleşik Krallık veya 2 pinli Avrupa elektrik adaptörü fişine tamamen kaydırın.
4. Kablonun jak girişli ucunu cihazın arkasındaki jak soketine takın.
5. Foot Flow'u sandalyenizin önündeki zemine yerleştirin, yüzeyin düz olduğundan emin olun
6. Elektrik adaptörünü yakındaki bir elektrik prizine takın.

KULLANMA TALİMATI



1. Bir sandalyeye oturun ve ayaklarınızı ayaklığa yerleştirin. Asla ayaklık üzerinde ayakta durmayın veya cihazı sadece tek tarafı kullanmayın.
2. Foot Flow'u açmak için güç düğmesine basın.
NOT: Cihaz manuel modda (P1) ve titreşim hızı 6'da çalışmaya başlayacaktır.
3. + ve - düğmeleriyle istenen titreşim hızına ayarlayın
4. İstenirse ısı düğmesine iki kez basarak düşük ısı seviye 1'e, tekrar basarak seviye 2'ye ısıyı artırın. Ayaklıkların tamamen ısınması için bir ila iki dakika bekleyin.
5. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Cihaz 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Kapalı modda, bu ürün 0,2W hızında güç tüketecektir.

6. Cihaz istenildiği zaman durdurulabilir (durdur/başlat düğmesiyle) veya kapatılabilir (güç düğmesiyle).

NOT: Tüm fonksiyonlar uzaktan kumandanan veya cihaz üzerindeki düğmelerden kontrol edilebilir. Tavsiye edilen kullanım süresi 15 dakikadır.

Programların kullanımı

Bir program seçmek için önce cihazı açın, ardından ekranda ya P2 ya da P3 görünene kadar Program düğmesine basın. Her iki program da 15 dakika uzunluğundadır ve canlandırıcı tedavi için yoğunluk ayarlarını program süresince otomatik olarak değiştirecektir.

Uzaktan kumanda pilinin değiştirilmesi

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki vidayı çıkarın
2. Kapağı açın ve pili çıkarın
3. Yeni bir CR2032 pilini + işareti yukarı bakacak şekilde takın
4. Kapağı kapatın ve vidayı tekrar takın.

Cihazınızın temizlenmesi

- Temizlemeden önce cihazın herhangi bir güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun ve soğumasını bekleyin. Sadece yumuşak, hafif nemli bir süngerle temizleyin.
- Su veya başka herhangi bir sıvının hiçbir zaman cihazla temas etmesine izin vermeyin.
- Temizlemek için herhangi bir sıvının içine batırmayın.
- Temizlemek için asla aşındırıcı temizlik malzemeleri, fırçalar, cam / mobilya cilası, boya inceltici vb. kullanmayın.

Saklama

Cihazı kutusuna veya güvenli, kuru ve serin bir yere yerleştirin. Kopmasını önlememek için güç kablosunu cihazın çevresine DOLAMAYIN. Üniteyi kordonundan ASMAYIN.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

- DAİMA, kullanım sonrasında ve temizleme öncesinde aleti elektrik prizinden hemen çıkartın. Bağlantıyı kesmek için, tüm kontrolleri 'OFF' [KAPALI] konuma getirip, fişi prizden çekin.
- ASLA bir aleti fişe takılıyken gözetimsiz olarak bırakmayın. Kullanılmadığında veya parça ya da aksesuarlarını takmadan/çıkarılmadan önce ana elektrik şebekesinden fişini çekin.
- Gözetimlerinin sağlanmış olması ya da aletin güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmiş ve beraberindeki tehlikeleri anlamış olmaları halinde, bu alet, 8 yaş ve üzeri kişiler tarafından ve kısıtlı fiziksel, duyuşal ya da zihinsel yetilere veya bilgi ve tecrübe eksikliğine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu aletle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadığı durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Aleti küvete veya lavaboya düşebilecek veya çekilebilecek bir yere koymayın veya böyle

yerlerde saklamayın. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya düşürmeyin.

- Su ya da başka sıvıların içine düşmüş bir aleti almaya ÇALIŞMAYIN. Şebekeden gelen elektriği kapatın ve hemen fişten çekin. Kurumasını sağlayın – Islak ya da nemli haldeyken ÇALIŞTIRMAYIN.
- Alete ya da herhangi bir açıklığına ASLA iğne, metal raptiye ya da nesne sokmayın.
- Bu aleti bu kitapçıkta anlatılmış olan kullanım amacına göre kullanın. HoMedics tarafından önerilmeyen aksesuarları KULLANMAYIN.
- Hasarlı kordonu ya da fişi olan, düzgün çalışmayan, düşmüş ya da hasar görmüş, suya düşmüş ya da sızıntı yapan aleti ASLA ÇALIŞTIRMAYIN. Aleti inceleme ve onarım için HoMedics Servis Merkezine geri gönderin.
- Aşırı kullanım ürünün fazla ısınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, aygıtı kullanmayı durdurun ve tekrar çalıştırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Üründe çok aşırı sıcaklık hissederseniz, ürünü ana şebekeden kapatın ve HoMedics Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
- Aerosol (spreyli) ürünlerin kullanıldığı ya da oksijen kullanılan uygulamaların olduğu yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN.
- Battaniye ya da yastık altında ÇALIŞTIRMAYIN. Aşırı ısınma meydana gelebilir ve yangın, elektrik çarpması ya da insanlarda yaralanmalara neden olabilir.
- Bu aleti kordonundan tutarak ya da kordonunu sap şeklinde kullanarak TAŞIMAYIN.
- Kabloyu halının altından geçirmeyin. Kabloyu kilim, yolluk ya da benzeri şeylerle kapatmayın. Kabloyu mobilya ya da elektrikli aletlerin altından dolaştırmayın. Kablonun takılıp düşülebilecek yoğun alanlardan uzakta olmasını sağlayın.
- Dış mekanlarda KULLANMAYIN.
- Bu ürün 220-240 V AC güç gerektirmektedir.

- Cihaz yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- Aleti onarmaya ÇALIŞMAYIN. Kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır. Bu aletle ilgili tüm servis bakım işlemleri sadece yetkili HoMedics Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ayaklık üzerinde ayakta DURMAYIN veya OTURMAYIN. Ünite yalnızca yere yerleştirildiğinde ve kullanıcı oturduğunda kullanılmalıdır.
- Bu ürün için toplam ağırlık limiti 20 kg'dır.
- Aletin hava açıklıklarını asla engellemeyin. Hava açıklıklarını iplik, tüy vb nesnelerden uzak tutun.
- Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu aleti kullanmadan önce bir doktora başvurun.
- Hamile kadınlar, şeker hastaları ve kalp pili olanların bu aleti kullanmadan önce doktora başvurmaları gerekmektedir. Diyabetik nöropati hastalığı dahil duyuşsal kusurları olanların kullanması önerilmez.
- Bebek, sakat veya uyuyan ya da kendinde olmayan kişiler üzerinde KULLANMAYIN.
- Bu aygıt kişinin kontrolleri çalıştırmasını sınırlandıracak fiziksel rahatsızlığı veya vücudunun alt yarısında hissizlik sorunu olan kişilerde KULLANILMAMALIDIR.
- Şişmiş, iltihaplı bölgelerde ya da deri döküntülerinin olduğu yerler üzerinde ASLA kullanmayın.
- Bu ürünün kullanımı hoş ve konforlu olmalı. Sonuçta acı ya da rahatsızlık hissi varsa, kullanıma devam etmeyin ve doktorunuza başvurun.
- Tıbbi müdahale yerine KULLANMAYIN.
- Önerilenden daha uzun süre kullanmayın.
- Yatmadan önce KULLANMAYIN. Masajın uyarıcı etkisi vardır ve uykuyu geciktirebilir.
- Yaralanma riskini ortadan kaldırmak için ayaklıklara yalnızca hafif kuvvet uygulanmalıdır.
- Lütfen tüm saç, giysi ve takıların ayaklıklardan her zaman uzak tutulduğundan emin olun.
- Alet sıcak yüzeye sahiptir. Sıcağa karşı hassas olan

kişiler, aleti kullanırken dikkatli olmalıdır.

- Çocukları ve hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Cihaz ayaklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, asla sırtınızda, kalçalarınızda, boynunuzda veya vücudun diğer bölgelerinde kullanmayın.
- Yukarıdaki noktalara uyulmaması yangın ya da yaralanma riski meydana getirebilir.

3 YIL GARANTİ

FKA Brands Ltd şirketi, bu ürünün malzeme ve işçiliğindeki kusurlara karşı, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca garanti hizmeti sunar. Bu FKA Brands Ltd ürün garantisi yanlış kullanım veya amacı dışında kullanım, kaza, onaysız herhangi bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki diğer başka koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu garanti, ürünün sadece İngiltere / Avrupa Birliği sınırları içinde satın alınması ve çalıştırılması durumunda geçerlidir. Tasarlanmış, üretilmiş, onaylanmış ve/veya yetkilendirilmiş olduğu ülke dışındaki herhangi bir ülkede çalıştırılması için değişiklik veya uyarılama gerektiren bir ürünün veya bu değişikliklerden dolayı hasar görmüş ürünlerin onarılması bu garantinin kapsamına dahil değildir. FKA Brands Ltd her türlü tesadüfi, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu tutulamaz.

Ürününüzle ilgili garanti hizmeti alabilmek için lütfen (satın alma kanıtı olarak) üzerinde tarih bulunan satış fişinizle birlikte, posta ücreti ödenmiş şekilde ürünü size en yakın servis merkezine ulaştırın. Ürünü teslim aldıktan sonra, FKA Brands Ltd ürününüzü uygunluğuna göre onaracak ya da değiştirecek ve size posta ücreti ödenmiş olarak geri gönderecektir. Garanti hizmeti sadece HoMedics Servis Merkezi üzerinden sağlanmaktadır. HoMedics Servis Merkezi dışında başka herhangi birinin bu ürüne servis bakımı yapması bu garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti kanuni haklarınızı etkilemez.

Yerel HoMedics Servis Merkeziniz hakkında bilgi için ziyaret etmeniz gereken adres www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE açıklaması

 Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

Pil direktifi

 Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler içerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. Lütfen, pilleri belirtilen toplama noktalarına atın.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Τηλεχειριστήριο
2. Δονούμενα πέλματα
3. Ψηφιακή οθόνη
4. Μετασχηματιστής ρεύματος με εναλλάξιμες ακίδες
5. Υποδοχή Jack



ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Κουμπιά ελέγχου

- Π** Τροφοδοσία – Πατήστε για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
- P** Πρόγραμμα – Πατήστε μία φορά για να επιλέξετε Χειροκίνητη λειτουργία P1 και ξανά για να επιλέξετε Πρόγραμμα P2 ή P3
- II** Παύση/Αναπαραγωγή – Πατήστε για παύση ή επανεκκίνηση του τρέχοντος προγράμματος
- Μείον – Πατήστε για να μειώσετε την ταχύτητα (λειτουργεί μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία)
- +** Συν – Πατήστε για να αυξήσετε την ταχύτητα (λειτουργεί μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία)
- III** Θέρμανση – Πατήστε δύο φορές για χαμηλή θέρμανση (επίπεδο 1) και ξανά για επίπεδο 2

Κατανόηση της ψηφιακής οθόνης

- P1** Χειροκίνητη λειτουργία P1
- 06** Ταχύτητα δόνησης 6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη χειροκίνητη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα δόνησης με τα κουμπιά + και -

- P2** Πρόγραμμα P2
- 18** Ταχύτητα δόνησης 18

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλεγεί το πρόγραμμα P2 ή P3, η ταχύτητα δόνησης θα μεταβάλλεται αυτόματα καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος

- 14** απομένουν 14 λεπτά
- 09** Ταχύτητα δόνησης 9

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ολόκληρη η οθόνη θα αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι σε παύση

- HE** Θέρμανση
- HE** Θέρμανση
- HE** Θέρμανση
- 00** ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- 01** επίπεδο 1
- 02** επίπεδο 2

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία
2. Αφαιρέστε την πλαστική προστατευτική λωρίδα από το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία
3. Σύρετε τις κατάλληλες ακίδες πλήρως μέσα στο βύσμα του μετασχηματιστή ρεύματος, είτε 3 ακίδων GB, είτε 2 ακίδων EU.
4. Σπρώξτε το άκρο του βύσματος jack του καλωδίου στην υποδοχή jack στο πίσω μέρος της συσκευής.
5. Τοποθετήστε το Foot Flow στο δάπεδο μπροστά από την καρέκλα σας, διασφαλίζοντας ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη
6. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος σε μια κοντινή πρίζα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Καθίστε σε μια καρέκλα και τοποθετήστε τα πόδια σας στα πέλματα. Ποτέ μην στέκεστε πάνω στα πέλματα και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη μία πλευρά.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το Foot Flow.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή θα ξεκινήσει στη χειροκίνητη λειτουργία (P1) και σε ταχύτητα δόνησης 6
3. Ρυθμίστε την ταχύτητα δόνησης όπως απαιτείται με τα κουμπιά + και -

4. Προσθέστε θέρμανση, εάν το επιθυμείτε, πατώντας δύο φορές το κουμπί θέρμανσης για χαμηλή θέρμανση, επίπεδο 1, πατήστε ξανά για το επίπεδο 2. Περιμένετε ένα ή δύο λεπτά για να ζεσταθούν πλήρως τα πέλματα.
 5. Καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Σε κατάσταση απενεργοποίησης, αυτό το προϊόν θα καταναλώνει ενέργεια με ρυθμό 0,2W.
 6. Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε παύση (με το κουμπί παύσης/αναπαγωγής) ή να απενεργοποιηθεί (με το κουμπί λειτουργίας) οποιαδήποτε στιγμή.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν είτε με το τηλεχειριστήριο είτε με τα κουμπιά στη συσκευή. Ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης είναι 15 λεπτά.

Χρήση των προγραμμάτων

Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, ενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Πρόγραμμα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη είτε το P2 είτε το P3. Και τα δύο προγράμματα έχουν διάρκεια 15 λεπτών και θα μεταβάλλουν αυτόματα τις ρυθμίσεις έντασης σε όλο το πρόγραμμα για μια αναζωογονητική θεραπεία.

Αλλαγή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου

1. Αφαιρέστε τη βίδα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
2. Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία
3. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία CR2032 με το σημάδι + στραμμένο προς τα επάνω
4. Κλείστε το κάλυμμα και επανατοποθετήστε τη βίδα.

Καθαρισμός της συσκευής σας

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό σφουγγάρι.
- Ποτέ μην αφήσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να έρθει σε επαφή με τη συσκευή.
- Μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό για να την καθαρίσετε.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, βούρτσες, στιλβωτικά γυαλιού/επίπλων, διαλυτικό μπιογιάς, κλπ για να την καθαρίσετε.

Αποθήκευση

Τοποθετήστε τη συσκευή στο κουτί της ή σε ασφαλή, ξηρό, δροσερό μέρος. Για να αποφευχθεί τυχόν θραύση, ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή. ΜΗΝ κρεμάτε τη μονάδα από το καλώδιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- ΠΑΝΤΑ να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα του ηλεκτρικού αμέσως μετά τη χρήση της και πριν τον καθαρισμό της. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, βάλτε όλους τους διακόπτες στη θέση 'OFF' (ΣΒΗΣΤΟ) και αφαιρέστε το φικ από την πρίζα.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε μια συσκευή χωρίς παρακολούθηση όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετέ την από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή προσαρτήματα.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ηλικίες 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη

εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή σε νιπτήρα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και μην την αφήνετε να πέσει μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ΜΗΝ προσπαθείτε να πιάσετε μια συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά. Κατεβάστε τον κεντρικό διακόπτη ηλεκτρικού και αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Διατηρείτε σε ξηρές συνθήκες – ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες ή σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε βελόνες, μεταλλικούς συνδετήρες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν συνιστώνται από την HoMedics.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή φικ, αν δεν λειτουργεί κανονικά, αν έχει πέσει στο έδαφος, αν έχει φθαρεί, αν έχει πέσει μέσα στο νερό ή αν έχει διαρροή. Επιστρέψτε την στο κέντρο σέρβις της HoMedics για έλεγχο και επισκευή.
- Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Αν το προϊόν φαίνεται να έχει ζεσταθεί υπερβολικά, διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της HoMedics.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.

- MHN χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου γίνεται χορήγηση οξυγόνου.
- MHN χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί η συσκευή να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- MHN μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως χειρολαβή.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλάκια, κουρελούδες ή παρόμοια καλύμματα. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή οικιακές συσκευές. Δρομολογήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην διέρχεται από σημεία όπου να μπορεί κάποιος να σκοντάψει σε αυτό.
- MHN χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Αυτό το προϊόν απαιτεί τροφοδοσία ηλεκτρικού 220-240 V AC.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.
- MHN επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από το χρήστη. Όλες οι εργασίες σέρβις αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της HoMedics.
- MHN κάθεστε ή στέκεστε πάνω στα πέλματα. Η μονάδα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τοποθετείται στο δάπεδο και ο χρήστης κάθετοι.
- Το συνολικό όριο βάρους για αυτό το προϊόν είναι 20 kg.
- Ποτέ μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα αέρα της συσκευής. Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα ελεύθερα από χνούδι, τρίχες κ.λπ.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Hamile kadınlar, şeker hastaları ve kalp pili olanların bu aleti kullanmadan önce doktora

başvurmaları gerekmektedir. Diyabetik nöropati hastalığı dahil duysal kusurları olanların kullanması önerilmez.

- Bebek, sakat veya uyuyan ya da kendinde olmayan kişiler üzerinde KULLANMAYIN.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται από άτομο που υποφέρει από κάποια σωματική ασθένεια καθώς κάτι τέτοιο θα περιορίσει την ικανότητα του χρήστη στη λειτουργία της συσκευής ή από άτομο που έχει ανεπάρκεια αισθήσεων στο κάτω μέρος του σώματός του.
- Şişmiş, iltihaplı bölgelerde ya da deri döküntülerinin olduğu yerler üzerinde ASLA kullanmayin.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη. Αν διαπιστώσετε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση της και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- MHN τη χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας.
- Μην χρησιμοποιείτε για περισσότερο χρόνο από τον συνιστώμενο.
- MHN χρησιμοποιείτε πριν πέσετε για ύπνο. Το μασάζ προκαλεί διέγερση και μπορεί να καθυστερήσει τον ύπνο.
- Θα πρέπει να ασκείται ήπια δύναμη στα πέλματα, προκειμένου να εξαιρεθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα κοσμήματά σας παραμένουν πάντα μακριά από τα πέλματα.
- Alet sıcak yüzeye sahiptir. Sıcaklığa karşı hassas olan kişiler, aleti kullanırken dikkatli olmalıdır.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση στα πόδια, ποτέ μην τη χρησιμοποιείτε στην πλάτη, τους γοφούς, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματος.
- Yukarıdaki noktalara uyulmaması yangın ya da yaralanma riski meydana getirebilir.

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ

FH FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασίας για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημιές. Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία (ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της HoMedics. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της HoMedics ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα. Για το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της HoMedics, μεταβείτε στη διεύθυνση www.homedics.co.uk/servicecentres

Επεξήγηση ΑΗΗΕ

 Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

Οδηγία για τις μπαταρίες

 Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίψτε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Homedics

Distributed in the UK by

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland

Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-PSL2000EB-0325-02

