

SCHEMA TECNICA
Ref. 05460 Cerotto Vesciche Mix



IMMAGINE PRODOTTO

CODICE EAN: 8023766054607

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Cerotto idrocolloidale per la protezione delle vesciche doloranti. Favorisce la cicatrizzazione assorbendo il liquido contenuto nella vescica. Protegge da sporco e batteri, principali cause di infezione e può essere usato durante la doccia perché impermeabile. Protezione antiaderente.

COMPOSIZIONE

Cerotto idrocolloidale con rivestimento in PET

ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurarsi che la zona intorno alla vescica sia pulita, asciutta e priva di creme e/o oli.
- Dopo essersi lavati le mani, applicare il cerotto sulla vescica esercitando una lieve pressione assicurandosi che i bordi aderiscano bene alla pelle.
- Lasciare il cerotto applicato fino a completa cicatrizzazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

7 pezzi:

4pz 19x60 mm

2 pz 25x60 mm

1 pz 18x60 mm

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo medico

PRECAUZIONI D'USO

Non applicare in caso di infezione. in caso di diabete consultare il medico prima dell'utilizzo.

AVVERTENZE

Non usare su pelle infiammata e su piccoli tagli o screpolature, o sulla pelle non interessata dalla vescica. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Non riutilizzare.

ETICHETTATURA AMBIENTALE