

SCHEMA TECNICA
Ref. 05463 Cerotto Vesciche Dita



IMMAGINE PRODOTTO

CODICE EAN: 8023766054638

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Cerotto idrocolloidale per la protezione delle vesciche doloranti. Favorisce la cicatrizzazione assorbendo il liquido contenuto nella vescica. Protegge da sporco e batteri, principali cause di infezione e può essere usato durante la doccia perché impermeabile. Protezione antiaderente.

COMPOSIZIONE

Cerotto idrocolloidale con rivestimento in PET

ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurarsi che la zona intorno alla vescica sia pulita, asciutta e priva di creme e/o oli.
- Dopo essersi lavati le mani, applicare il cerotto sulla vescica esercitando una lieve pressione assicurandosi che i bordi aderiscano bene alla pelle.
- Lasciare il cerotto applicato fino a completa cicatrizzazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

7 pezzi:
4 pz 20x45 mm
3 pz 20x45 mm

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo medico

PRECAUZIONI D'USO

Non applicare in caso di infezione. In caso di diabete consultare il medico prima dell'utilizzo.

AVVERTENZE

Non usare su pelle infiammata e su piccoli tagli o screpolature, o sulla pelle non interessata dalla vescica. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Non riutilizzare.

ETICHETTATURA AMBIENTALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECOGIDA SELECTIVA		
ASTUCCIO CAJA	SUPPORTO CEROTTO SOPORTE APÓSITO	BUSTA TRASPARENTE SOBRE TRANSPARENTE
PAP 21	PET 1	PP 5
CARTA / PAPEL	PLASTICA / PLÁSTICO	

**VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**