

SCHEDA TECNICA**Ref. 05465 Cerotto Vesciche Prevenzione e Protezione****IMMAGINE PRODOTTO**

CODICE EAN: 8023766054669

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Il Cerotto Vesciche Prevenzione e Protezione Farmamed è **studiato per prevenire la formazione di vesciche, o per proteggerle dagli sfregamenti se sono già presenti**. Realizzato con una schiuma a triplo spessore composta da migliaia di minuscole bolle, il cerotto funge da cuscinetto protettivo contro gli attriti. Alto potere assorbente. Non aderisce alla vescica.

COMPOSIZIONE

Cerotto in polietilene espanso microforato rosa scuro, adesivo acrilico, tampone assorbente bianco

ISTRUZIONI PER L'USO

- Sostituire il cerotto quotidianamente.
- Lavare le mani e applicare il cerotto su pelle asciutta.
- Applicare il cuscinetto centrale sulla vescica se presente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

10 pezzi:

6 pz 19x72 mm

4 pz 25x72 mm

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo medico

AVVERTENZE

Conservare in un luogo fresco, asciutto e pulito. Dispositivo medico monouso: un eventuale riutilizzo comporta una perdita di prestazioni e rischio di contaminazione.

ETICHETTATURA AMBIENTALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECOGIDA SELECTIVA

ASTUCCIO CAJA PAP 21	CARTA PROTETTIVA PAPEL PROTECTOR PAP 22
--	---

CARTA / PAPEL

**VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
PER LA GESTIONE DEI RIFUTI**