




Delicato e personalizzabile



# La coppa biomima le dinamiche dell'allattamento


Ogni parte della coppa rappresenta una zona specifica della bocca del bambino





# La coppa può rotare fino a 180°

Per riprodurre le posizioni dell'allattamento e svuotare selettivamente ogni parte del seno




Rotazione fino a 180°





## *Protezione* delle aree più doloranti del seno



Silicone più spesso.  
Posiziona la parte trasparente sulla zona dolorante del seno o sulla zona da stimolare meno.

Silicone più sottile per permettere un massaggio fisiologico mirato.  
Posiziona i petali rosa sull'area del seno da stimolare maggiormente.



# Intuitivo e facile da usare





## *Personalizzabile*

- 1 modalità di stimolazione
- 2 modalità di estrazione: standard e intensa
- 10 livelli di intensità





Trasformabile in un biberon o in un contenitore latte

**ESTRAI IL  
LATTE**



**CONSERVALO**

Tappo ermetico  
incluso



**ALLATTA CON  
IL BIBERON**

Tettarella  
NaturalFeeling inclusa





Compatibile con tutti i biberon  
Chicco grazie all'adattatore  
incluso



NaturalFeeling



PERFECT 5



Well-Being



## CARATTERISTICHE PRODOTTO



### **COPPA 100% IN SILICONE**

Realizzata 100% in silicone con la tecnologia a bi-iniezione. È morbida e delicata sul seno.



### **LA COPPA IMITA LA SUZIONE**

Le zone rosa imitano guance e lingua: effettuano un massaggio mirato e una maggior stimolazione sul seno, svuotando a fondo la parte del seno a contatto con esse.



### **REPLICA LE POSIZIONI DELL'ALLATTAMENTO**

La coppa può essere ruotata manualmente fino a 180° permettendo di replicare le diverse posizioni dell'allattamento naturale e svuotando a fondo ogni quadrante del seno.



### **PROTEZIONE DELLE AREE DOLORANTI**

Ponendo la parte trasparente e stabile della coppa a contatto con l'area dolorante del capezzolo è possibile proteggere quest'ultima dal massaggio realizzato dalle aree rosa durante l'utilizzo del prodotto.



### **IL MOTORE**

Compatto e intuitivo. una modalità di stimolazione e due modalità di estrazione. 10 livelli di intensità per ogni modalità.